

# Overzicht storingen Pendel



## Meest voorkomende storingen

In onderstaand overzicht tref je de meest voorkomende storingen van de Pendel op basis van de signaleringen die de indicator en display weergeven. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met onze service afdeling op het telefoonnummer 0541-572 470 of stuur een e-mail naar [service@huka.nl](mailto:service@huka.nl).

### Signaleringen indicator

Aantal keren knipperen	Verklaring
ON	Geen fouten
OFF	Storing in de rijregeling
1x	Geprogrammeerde instellingen niet correct
2x	Onjuist opgestart gashandvat niet in nul
3x	Kortsluiting in de motor
4x	Relais probleem
5x	Niet van toepassing
6x	Fout in het gashandvat
7x	Te hoge of te lage accuspanning
8x	Over temperatuur
9x	Gashandvat niet in de nulstand



### Pendel binnenruimte gaat niet omhoog

Groen	Oranje	Rood	Verklaring	Mogelijke oplossing
uit	uit	uit	Hoofdzekering is uitgevallen Hoogtebewaking is kapot Zekering van de PCB is doorgebrand	Zekering vervangen, links onder op aluminium montageplaat Raadpleeg jouw dealer Vervang de zekering in het zekeringenkastje.
aan	aan	aan	Relais klikt: zekering compressor kapot Relais klikt niet: relais kapot Compressor draait: luchtschakelaar kapot	Vervang de zekering in het zekeringenkastje Vervang relais van de compressor Sluit de luchtschakelaar (naast contactslot)
7x	aan	aan	Accu leeg	Laden

### Pendel binnenruimte gaat omhoog, maar rijdt niet

Groen	Oranje	Rood	Verklaring	Mogelijke oplossing
uit	uit	uit	Hoofdzekering is uitgevallen Veiligheidsschakelaar gashandvat staat uit Zekering van de PCB is doorgebrand	Zekering vervangen, links onder op aluminium montageplaat. Veiligheidsschakelaar op ON zetten Vervang de zekering in het zekeringenkastje.
uit	uit	aan	Fout in de rijregeling	Raadpleeg jouw dealer.
aan	uit	aan	Geen klik: hoofdrelais kapot Geen klik: PCB kapot Remlichten branden: remschakelaar aan	Vervang hoofdrelais Vervang PCB Duw remhendel terug of vervang schakelaar
2x*	uit	aan	Gashandvat staat open	Veiligheidsschakelaar uit, gas terug draaien, weer aan
7x*	uit	aan	Accu leeg	Laden
aan	aan	aan	Pendel is nog niet op rijhoogte	Laten zakken, opnieuw omhoog pompen

### Verlichting richtingaanwijzer of claxon werkt niet

Groen	Oranje	Rood	Verklaring	Mogelijke oplossing
aan	uit	aan	De zekering is doorgebrand	Vervang de zekering in het zekeringenkastje

### Pendel laadt niet

Groen	Oranje	Rood	Verklaring	Mogelijke oplossing
uit	uit	uit	Lader defect of geen netspanning	Raadpleeg gebruiksaanwijzing van de lader
uit	uit	aan	Laadplug zit niet goed in de contactdoos	Steek de laadplug opnieuw in de contactdoos

\* Hiermee wordt bedoeld het aantal keren dat het groene lampje knippert