

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

Orthros

Standaard uitvoering

- ✓ Diagonaal verstelbare zitjes, altijd de beste fietshouding.
- ✓ Krachtige trapondersteuning
- ✓ Uiterst stabiele constructie.
- ✓ 8-versnellingsnaaf vrijloop.
- ✓ Schijfremmen aan voor- en achterzijde met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere automatische LED-verlichting.
- ✓ Draaibare rijderstoel.
- ✓ Gesloten kettingkasten.
- ✓ Ergonomisch verstelbare stuurpenen.

Kleuren

- Helder metallic blauw (RAL 5025).
- Gun metal silver, mat.
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).


RAL
5025

Gun
metal
silver

Meest voorkomende opties & accessoires

- Armsteunsets
- Rolgordel
- 4-punts fixatievest
- Schakelbare vrijloop
- Opklapbare voetplaat
- Bagagedrager (meer types)
- Spaakbedekking
- Achteruitkijkspiegel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Orthros of configureer jouw Orthros via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	79
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Stuurpen	ergonomisch, verstelbaar
Achterwielen	20"
Voorwiel	24"
Banden	Schwalbe Pick-Up Plus (anti-lek)

Trapondersteuning (inclusief)

Motor	Bafang 65 Nm aandrijving op achteras. Hoog koppel ook bij lage snelheid.
Accu	Bafang 43V, 750 Wh, Afsluitbaar en uitneembaar kracht
Sensor	(Torque)
Display	kleuren display
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (B)	2010
Breedte wielbasis	970
Binnenbeenlengte in mm (G)	660-920
Zithoogte in mm tot de grond (C)	580-700
Zitdiepte stoel in mm	365
Rughoogte stoel in mm	350
Rughoogte in mm (vanaf de grond) (D)	890-990
Stuurhoogte in mm (vanaf de grond) (E)	1020-1160
Maximale belasting in kg	265
Cranklengte in mm (A)	170