



(TECHNISCHE) PRODUKTINFORMATION

Copilot 3

Standardausführung

- ✓ Fahrer: hintere Sitzposition, Begleitung: vordere Sitzposition
- ✓ Leichtgängige hydraulische Scheibenbremsen
- ✓ Extra stabil mit zwei Vorderrädern
- ✓ Optionales Pedalisieren Pannensicherer
- ✓ Reifen von Schwalbe
- ✓ Leistungsstarke LED-Beleuchtung, vorne und hinten
- ✓ Nabenschaltungen in unterschiedlichen Ausführungen
- ✓ Geschlossener Kettenkasten
- ✓ Zuverlässige Fahrstabilität durch niedrigen Schwerpunkt
- ✓ Zwei Größenausführungen
- ✓ Vorderteil abnehmbar

Farben

- Seidig Weiß (RAL 9016)
- Seidig Silberperlgrau (RAL 9023)
- Weitere RAL-farben sind auf Wunsch gegen einen Aufpreis erhältlich (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben).


RAL
9016

RAL
9023

Häufigste Optionen und Zubehör

- Ausgleichspedale
- Unterschiedliche Satteltypen
- Rückenlehnen
- Rückspiegel
- Schaltbarer Freilauf

Weitere Optionen finden Sie in der Copilot 3-Preisliste. Sie können ihr Wunsch-Copilot auch über den Konfigurator auf unserer Website zusammenstellen



Weitere Eigenschaften

Standard	Copilot 3-24	Copilot 3-26
Gewicht in kg	30	31
Rahmen	korrosionsfreier Stahl	korrosionsfreier Stahl
Lackierung	umweltfreundlich, Epoxid-Pulver-Lack	umweltfreundlich, Epoxid-Pulver-Lack
Sattelstütze vorne	Aluminium, verschiedene Größen	Aluminium, verschiedene Größen
Sattelstütze hinten	Aluminium	gefedert
Lenkervorbau vorne	ergonomisch, verstellbar	ergonomisch, verstellbar
Vorderräder	20 x 1,75 (47-406)	20 x 1,75 (47-406)
Hinterrad	24 x 1,75 (47-507)	26 x 1,75 (47-559)
Reifen	Schwalbe Marathon Plus (pannensicher)	Schwalbe Marathon Plus (pannensicher)

Größen

Teil	Copilot 3-24	Copilot 3-26
Gesamtlänge in mm (L)	2040-2080	2200
Rahmengröße vorne in mm	350	510
Rahmengröße hinten in mm	465	515
Schrittlänge vorne in mm (A)	460*-780**	680*-1020**
Schrittlänge hinten in mm (B)	700-920	790-1000
Einstiegshöhe vorne in mm (G)	325	325
Maximale Zuladung in kg	180	200
Kurbellänge vorne in mm	150	150
Kurbellänge hinten in mm	170	170
Breite in mm	890	890

Tretunterstützung (optional)

Motor	Bafang Hinterradmotor 50 Nm
Batterie	43V, 750Wh abschließbar und abnehmbar
Sensor	Kraft (Torque)
Display	Kompakt, farbig
Gewicht	total 9 kg

*Bei Verwendung von Sattelstützenverstellern und Kurbelverkürzern

**Bei Verwendung einer verlängerten Sattelstütze