



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

SCOOTMOBIEL CLASSIC

Dé scootmobiel die iedereen past

Offroad motor met enorme draagkracht

Heb je moeite met lopen of fietsen en wil je zelfstandig grotere afstanden afleggen? Ervaar de scootmobiel Classic! Dit robuuste vervoersmiddel is geschikt voor o.a. gewone wegen, bossen en heuvelachtige gebieden. Een bijkomend voordeel is dat de scootmobiel geschikt is tot een maximale draagkracht van 300 kg. De Classic heeft een eigentijds uiterlijk en is voorzien van de nieuwste technieken. De Scootmobiel is in twee modellen leverbaar: de Classic DX2 en de Classic MAXX. De scootmobiel Classic bied je zorgeloos rijplezier!

We kijken naar de individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze vervoersmiddelen continu, zodat jouw scootmobiel voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de Classic milieuvriendelijk en heb je, afhankelijk van het model, een bereik van ca. 35 km bij een maximale snelheid van 15 km per uur. Ruige terreinen en stijgingen kunnen tot 30% moeiteloos worden genomen.

De scootmobiel is standaard voorzien van o.a. een sterke elektromotor, twee accu's, brede zitting, stokhouders en een ruim bagagerek om bijvoorbeeld je boodschappen in op te bergen.

- ✔ De Classic is comfortabel in gebruik, vanwege de ergonomische zitting, vering, de eenhandige bediening en stille elektrische motor.
- ✔ Milieuvriendelijk en voorzien van een emissie vrije aandrijving, waardoor jouw brandstofkosten laag zijn.
- ✔ Voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen.
- ✔ 2 jaar garantie m.u.v. onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden.

Leverbaar in 2 modellen

De Classic is leverbaar in twee modellen. Beide hebben een andere uitstraling. De verschillen zitten o.a. in de belastbaarheid (Classic DX2 - 150 kg, Classic MAXX - 300 kg) en de zitbreedte (Classic DX2 - 460 mm, Classic MAXX - 640 mm). Daarnaast hebben beide Classic's een andere zitting. De zitting van de

Classic DX2 is van volschuim en de Classic MAXX heeft een zitting met gepolsterd kunstleder en opklapbare armleuningen.

Accessoires & opties

De Classic is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je jouw scootmobiel voorzien van spiegels, hoofdsteun of spiegels, hoofdsteun of windscherm? Verschillende

opties zijn mogelijk. Voor ons geen probleem! Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De scootmobiel Classic DX2 en MAXX worden standaard geleverd met een rode bekapping. Eventueel andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Classic DX2	Classic MAXX
Lengte in mm	2000	1830
Breedte in mm	800	820
Hoogte in mm	1250	1200
Gewicht incl. accu's in kg	200	220
Zitbreedte in mm	460	640
Zitdiepte in mm	420	430
Actieradius in km	50-65	30-50
Maximale snelheid km/h	10-25	25
Maximale stijgingspercentage %	30	30
Maximale belastbaarheid in kg	150	300

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Classic en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!