



**huka**



**MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIJ!**

**TANDEM COPILOT**

# Geschikt voor kinderen & volwassenen

## Fiets voorop, voor de beste fietsbeleving!

**Zoek je een tandem waar de passagier de meeste beleving op de fiets heeft en de bestuurder de meeste controle? Ervaar de tandem Copilot! Het is de ideale oplossing wanneer je nog wilt fietsen, maar dit niet (meer) zelfstandig mogelijk is. De Copilot geeft beide fietsers de vrijheid en controle die je wenst. De tandem is daarnaast aan te passen aan specifieke voorkeuren en wensen. Kortom met de tandem Copilot ga je samen probleemloos fietsen!**

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de passagier om een goed overzicht over het verkeer te houden. Daarnaast kan je met de Copilot eenvoudig op- en af te stappen. De verlichting zorgt ervoor dat je goed kunt zien en gezien wordt in het donker.

De tandem Copilot is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een AXA kabelslot.

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kunt trappen.
- ✔ Het stuur van de passagier kan in een vaste- of mee-stuur-positie worden geplaatst. Evenals in hoeverre er wordt verwacht dat de passagier mee dient te trappen.
- ✔ In twee modellen leverbaar: begeleider-volwassenen model & begeleider-kind model.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

## Elektro ondersteuning

De Copilot is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

## Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen,

voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

## Accessoires & opties


De Copilot is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

## Kleuren

De tandem Copilot 24 (begeleider met kind voorop, vanaf 4 jaar) is leverbaar in het metallic blauw, wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

De tandem Copilot 26 (begeleider met volwassenen voorop) is leverbaar in het metallic rood, wit (RAL9016), parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 24		Copilot 26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte in mm	2360		2580	
Breedte in mm	620	620	650	650
Gewicht in kg	29		31	
Cranklengte in mm	150	170	150	170
Binnenbeenlengte in mm	430-710	730-940	660-910	810-940
Binnenbeenlengte in mm*	650-790	730-940	n.v.t.	n.v.t.
Maximale belasting in kg	180		180	
Bandenmaat ETRTO	47-507	47-507	47-559	47-507
Versnellingen	8 versnellingen terugtraprem (Shimano Nexus)			

\*hogere voorbouw

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Copilot en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!