



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

DRIEWIELFIETS COUNTRY
Speciaal voor
stijlvolle dames

Retro maar dan van deze tijd

Wil je graag een fiets die jou meer stabiliteit, comfort en een trendy uitstraling geeft? De driewiel fiets Country lijkt op een gewone fiets en kenmerkt zich door de authentieke retro details. De Country is uitgevoerd in het crème wit met bruin leren accessoires. De licht lopende fiets is geschikt voor veelzijdig gebruik, zowel voor korte ritjes als voor toertochten. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. Denk hierbij aan een rieten mand of leuke fietstassen.

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de fiets licht in gewicht, licht sturend, is het eenvoudig om op- en af te stappen. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de fiets gemakkelijk te onderhouden is.

De Country is standaard voorzien van trommelremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, baggagerek en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kan trappen.
- ✔ Verkrijgbaar in twee maten. De keuze is afhankelijk van jouw lichaamslengte.
- ✔ Voorzien van een roestwerend stabiel frame dat stootvast is en weerbestendig.
- ✔ De retro look koplamp en achterlicht zijn voorzien van batterijen en onderhoudsarme LED techniek.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

Elektro ondersteuning

De Country is verkrijgbaar met een PASvario hulpmotor of als e-bike. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Daarnaast is de Country ook uitvoerbaar met AutoVario. Hiermee kan er zonder te trappen elektrisch gereden worden.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties


De Country is uit te breiden met diverse accessoires en opties.

Wil je een terugtraprem, handremmen, een terugtrap automatisch of een ander zadel? Voor ons geen probleem! Bekijk de mogelijkheden via onze website of via jouw leverancier.

Kleuren

De driewielers Country wordt geleverd in glanzend crème wit (RAL1013).

Eventuele andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Country 22	Country 24
Lengte in mm	1595	1680
Breedte in mm	685	750
Gewicht in kg	26,5	27,5
Cranklengte in mm	125	150
Binnenbeenlengte in mm	680 - 880	720 - 920
Instaplengte frame in mm	490	560
Instaphoogte frame in mm	315	310
Maximale belasting in kg	130	130
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	22 x 1,375/ 37-489	24 x 1,375/ 37-540
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,3/ 35-406	20 x 1,3/ 35-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Country en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!