



**huka**



MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIJ!

**DRIEWIELER CRATOS**

## Dé driewieler met een uniek design

### De krachtigste lichtgewicht driewieler in zijn klasse

Zoek je een fiets die jou stabiliteit en een veilig gevoel geeft met een vooruitstrevend design? Dit alles komt samen in de Cratos. In samenwerking met gerenommeerde zit-specialisten is een unieke zit ontwikkeld voor een optimaal rijcomfort. Het op- en afstappen wordt daardoor erg makkelijk, zeker in combinatie met de lage instap. Tevens is de licht lopende driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Er zijn daarnaast diverse accessoires leverbaar. Het is een driewielersfiets waarop je gezien mag worden!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de Cratos licht in gewicht, heeft het een actieradius van 50-70 kilometer en is het eenvoudig om op- en af te stappen. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat de fiets gemakkelijk te onderhouden is.

De driewieler Cratos is uitgerust met een individueel instelbare vering voor het optimale rijcomfort en een nóg betere wegligging.

- ✔ Voorzien van een roestwerend stabiel frame dat stootvast is en weerbestendig.
- ✔ De driewieler heeft een traploos instelbare zitdiepte.
- ✔ Belasting tot maar liefst 150 kg.
- ✔ Uitgerust met middenmotor van Shimano Steps.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

### Elektro ondersteuning

De driewieler is standaard voorzien van elektrische ondersteuning (Shimano STEPS middenmotor), een parkeerrem, handrem voor, hydraulische schrijffremmen achter, een lage instap en een veiligheidsslot (AXA solid).

### Ondersteuning & speciale aanpassingen

Heb je specifieke behoeftes om optimaal te kunnen fietsen? We kunnen specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets.

Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

### Accessoires & opties

De Cratos is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een draaibare berijderstoel, een vlindermodel stuur of een richtingaanwijzer set? Verschillende opties zijn mogelijk. Voor ons geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

### Kleuren

De driewieler Cratos is verkrijgbaar in een mat zwarte uitvoering (RAL9005).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



### De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Cratos
Lengte in mm	2090
Breedte in mm	770
Gewicht in kg	48
Cranklengte in mm	170
Binnenbeenlengte in mm	670-950
Zadelhoogte tot de grond in mm	min. 600
Instaphoogte frame in mm	360
Maximale belasting in kg	150
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 55-507
Bandenmaat achter in inc/h ETRTO	20 x 1,75/ 55-406

### Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Cratos en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!