



**huka**

MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIJ!

**DUOFIETS ORTHROS**

## De social bike

### Comfortabel & zelfstandig samen de weg op

Zelfstandig, stabiel & veilig de weg op met een fiets? Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar overheerst de angst om de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om mobiel te zijn en fietsplezier te hebben, onbeperkt. Bij de Orthros zitten de begeleider en passagier naast elkaar. Een gezellig praatje is zo een stuk gemakkelijker! Afhankelijk van jouw wensen, kan de Orthros worden afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden.

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo heeft de Orthros een gemakkelijke op- en afstap en is de duofiets standaard voorzien van een draaibare verstelbare stoel voor de passagier. Dankzij de driewieler is de Orthros zéér stabiel en kun je veilig blijven zitten (ook als de fiets stil staat).

De duofiets is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, lichtbedienbare handremmen, hydraulische schrijffremmen achter, 8 versnellingsnaaf met vrijloop en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kan trappen.
- ✔ De sturen zijn in hoogte en hoek instelbaar om een optimale fietspositie te garanderen.
- ✔ Voorzien van een roestwerend stabiel frame dat stootvast is en weerbestendig.
- ✔ De begeleider heeft goed zicht op de weg en op de passagier.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

## Elektro ondersteuning

De Orthros is verkrijgbaar met een (PASvario) hulpmotor. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

## Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een

stabiele voetenplank, voet-fixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

## Accessoires & opties

De Orthros is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Heb je de voorkeur voor een ander stuur of pedalen of wil je de passagier niet mee laten trappen? Voor ons geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

## Kleuren

De duofiets Orthros wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- zwart mat (RAL9005)
- wit zijdeglans (RAL9016)

Jouw Orthros nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de Orthros in elke gewenste RAL kleur voor jou maken.



## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Orthros
Cranklengte in mm	150
Binnenbeenlengte in mm bestuurder	750-900
Binnenbeenlengte in mm berijder	750-900
Zithoogte (vanaf de grond) in mm	610
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507
Maximale belasting bestuurderskant	120
Maximale belasting bijrijder	120
Zitbreedte in mm (A) per kant	450
Zitdiepte in mm (B) per kant	400

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Orthros en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!