

huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

de werf

DRIEWIELER TRIKE

De enige met twee wielen voor

Stabiliteit & veiligheid in stijl

Heb je meer behoefte aan stabiliteit en ondersteuning tijdens het fietsen? En fiets je liever met twee wielen voor in plaats van achter? Dan is de driewieler Trike iets voor jou! Deze stijlvolle fiets is beschikbaar voor kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen. De lage en ruime instap geeft jou alle ruimte om moeiteloos op- en af te stappen. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Er zijn daarbij diverse accessoires leverbaar. Het is een driewieler die eenvoudig fietst waar jij naartoe wilt!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de Trike licht in gewicht en ervaar je een veilig gevoel door de licht bedienbare handremmen en parkeerrem.

De Trike is daarnaast standaard voorzien van o.a. een grotendeels gesloten moderne kettingkast, een veiligheidsslot (AXA solid) en een bagagemand voorop. De verlichting zorgt ervoor dat je niet alleen zelf goed ziet, maar ook gezien wordt!

- ✔ Met de Trike overzie je nóg beter hoe breed de fiets is.
- ✔ Voorzien van een roestwerend stabiel frame dat stootvast is en weerbestendig.
- ✔ De hoogwaardige banden bieden een lage rolweerstand, veel comfort en een optimale wegligging.
- ✔ Door de zogenaamde fuseebesturing is de driewieler Trike flexibel te bedienen en extra veilig in bochten.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

Elektro ondersteuning

De Trike is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrij-hulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Heb je specifieke behoeftes om optimaal te kunnen fietsen? Naast de extra ondersteuning die

we kunnen bieden zoals rompsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De Trike is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan aangepaste zadels, sturen of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler Trike is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Rood
- Donkerblauw

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Trike 20	Trike 24	Trike 28
Lengte in mm	1210	1440	1500
Breedte in mm	780	820	850
Gewicht in kg	14	18	19
Cranklengte in mm	125	150	170
Binnenbeenlengte in mm	460-600	650-790	760-920
Instapruimte frame in mm	300	400	400
Instaphoogte frame in mm	240	270	300
Maximale belasting in kg	60	100	100
Bandenmaat voor inch/ ETRTO	16 x 1,75/ 47-305	20 x 1,75/ 47-406	20 x 1,75/ 47-406
Bandenmaat achter inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406	24 x 1,75/ 47-507	26 x 1,75/ 47-559

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Trike en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!