

A white and black toilet douchestoel TDV is shown in a tiled bathroom. The chair has a white frame, black armrests, and a black seat. It is positioned in front of a white tiled wall with a circular mirror or light fixture above it.

TOILET DOUCHESTOEL TDV DE ONMISBARE DOUCHE ROLSTOEL

Comfortabel & multifunctioneel in gebruik

Ben je op zoek naar een rolstoel oplossing voor het bezoeken van het toilet en het nemen van een douche? Maak kennis met onze TDV! Met deze toilet douchestoel kun je op een veilige, stabiele en comfortabele manier gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Het bijzondere aan deze TDV is dat deze rolstoel volledig op jouw lichaamsgrootte en persoonlijke wensen aangepast en ingesteld kan worden. Tevens zijn diverse accessoires leverbaar. De TDV is daarmee een uniek hulpmiddel, waarmee we de wereld van mensen makkelijker kunnen maken.

De toilet douchestoel TDV is in 3 verschillende uitvoeringen leverbaar:

1. TDV Vast: rolstoelframe met geïntegreerde beensteunen, instelbare beenlengte en opklapbare voetplaten.
2. TDV Standaard: rolstoelframe voorzien van afneembare- en in lengte verstelbare beensteunen en opklapbare voetplaten.
3. TDV Comfort: deze is gelijk aan de TDV Standaard in combinatie met de in hoek verstelbare beensteunen en comfortabele kuitsteunen.

- ✔ Door de gebruikte roestvrije materialen heeft de TDV een lange levensduur.
- ✔ Deze ergonomisch gevormde douche rolstoel met een hoog zitcomfort is aan te passen qua maatvoering en configuraties.
- ✔ De TDV is eenvoudig te demonteren en daardoor gemakkelijk te transporteren.
- ✔ De toilet douchestoel TDV voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen.

Aangepast aan jouw wensen

De TDV is leverbaar in een zelfrijder uitvoering of als duwstoel die voorzien is van kleine zwenkwielen. De toilet douchestoel wordt geheel naar persoonlijke wensen gebouwd en ingesteld. Daarbij zijn ook gecompliceerde aanpassingen als een gasveerverstelling of hydraulische hoogteverstelling mogelijk.

De volgende elementen komen aan bod bij de samenstelling van de TDV:

Armleggers

De hoogte van de armleggers is traploos instelbaar. Om eenvoudig te kunnen op- en afstappen kan de gehele armlegger naar achteren weg geklapt worden. De armsteunen zijn eenvoudig te fixeren met een vergrendeling.

Zitting

Het formaat van de zitting en de vorm/ formaat van de opening kan worden aangepast. Daarnaast kan een neopreen polstering aangebracht worden.

Voetplaat

De voetplaten zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar in hoogte. Daarnaast zijn ze zijwaarts inklapbaar om eenvoudig te kunnen op- en afstappen. Uitgebreide verstellingen zijn mogelijk, afhankelijk van welk type toilet douchestoel je kiest.

Rughoek

De rugleuning is traploos in hoek te verstellen (0-180) en is gemakkelijk te onderhouden.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Standaard	Klantspecifiek
Zitbreedte in mm	430	350-700
Zitdiepte in mm	450	350-600
Rughoogte in mm	460	tot 600
Armsteun hoogte in mm	190-260	aanpasbaar
Onderbeenlengte in mm	450-550	aanpasbaar
Voetplaat in mm	180 x 260 (bxl)	aanpasbaar
Zithoogte in mm	540-630	aanpasbaar
Totale lengte grote zwenkwielen in mm	1100/ 950	
Totale breedte in mm	650	aanpasbaar
Maximale belasting in kg	125	aanpasbaar

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de TDV en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!