



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

DRIEWIELER CITY

De sportieve Dutch design stadsfiets

Een lichtgewicht fiets met stabiliteit

De driewieler City is voorzien van een nieuwe eigentijdse look van Dutch Design met nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig gebruik. De lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op- en af kunt stappen. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De City maakt je mobieler en onafhankelijk!

We kijken naar individuele rijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de City licht in gewicht en tevens geschikt voor lange(re) fietsers, vanwege de vergrote cranklengte.

De driewieler City is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, hydraulische beremming achter, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-lekbanden en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning en verkrijgbaar in twee maten.
- ✔ Uiterst stabiel en wendbaar door het lage zwaartepunt.
- ✔ Het instelbereik van het zadel is vergroot, waardoor een optimale zithouding aangenomen kan worden.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de voorvork (na registratie).*

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar garantie. Standaard krijg je 5 jaar garantie op jouw Huka fiets.

Elektro ondersteuning

De City is met trapondersteuning (PAS-vario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Daarnaast is de City ook uitvoerbaar met AUTO-vario. Hiermee kan er zonder te trappen gereden worden. De snelheid van het fietsen wordt

gedoseerd via het gashandvat.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een rugsteun, diverse voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets.

Accessoires & opties

De City is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een terugtraprem,

een terugtrapautomaat of een 8 versnellingsnaaf? Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler City wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- Mat lichtgrijs (RAL7047).
- Mat azuurblauw (RAL5009).

Jouw City nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de City voor jou in elke gewenste RAL kleur leveren.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	City, size M	City, size L
Lengte in mm	1680	1680
Breedte in mm	750	750
Gewicht in kg	25	26
Cranklengte in mm	170	170
Binnenbeenlengte in mm	660 - 880	790 - 980
Instaplengte frame in mm	570	570
Instaphoogte frame in mm	190	190
Maximale belasting in kg	130	130
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507	24 x 1,75/ 47-507
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406	20 x 1,75/ 47-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de City en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!