



huka



MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!



DUOFIETS ORTHROS
De social bike

Comfortabel & zelfstandig samen de weg op

Zelfstandig, stabiel & veilig de weg op met een fiets? Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar overheerst de angst om de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om mobiel te zijn en fietsplezier te hebben, onbeperkt. Bij de Orthros zitten de begeleider en passagier naast elkaar. Een gezellig praatje is zo een stuk gemakkelijker! Afhankelijk van jouw wensen, kan de Orthros worden afgestemd op jullie persoonlijke omstandigheden.

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo heeft de Orthros een gemakkelijke op- en afstap en zorgt de duofiets voor een stabiele wegligging door de ingenieuze constructie. Je kan tevens veilig blijven zitten als de fiets stilstaat.

De duofiets is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, lichtbedienbare handremmen, hydraulische schrijfremmen achter, 8 versnellingsnaaf met vrijloop en een veiligheidslot (AXA solid).

- ✔ Standaard voorzien van een draaibare rijdersstoel.
- ✔ De mogelijkheid om de passagier actief, passief of niet mee te laten trappen.
- ✔ Oogcontact & een gezellig praatje is eenvoudig te maken.
- ✔ De sturen zijn in hoogte en in hoek instelbaar om een optimale fietspositie te creëren.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de voorvork.*

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar garantie op het frame en de voorvork. Standaard krijg je 5 jaar garantie op deze delen en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen).

Elektro ondersteuning

De Orthros is verkrijgbaar met een (PAS-vario) hulpmotor. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een

stabiele voetenplank, armsteunet etc. leveren we maatwerk.

Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De Orthros is uit te breiden met diverse accessoires en opties.

Heb je de voorkeur voor een ander stuur of pedalen of wil je de

passagier niet mee laten trappen?

Voor ons geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De duofiets Orthros wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- zwart mat (RAL9005)
- wit zijdeglans (RAL9016)

Jouw Orthros nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de Orthros in elke gewenste RAL kleur voor jou maken.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Orthros
Cranklengte in mm	150
Binnenbeenlengte in mm bestuurder	750-900
Binnenbeenlengte in mm berijder	750-900
Zithoogte (vanaf de grond) in mm	610
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406
Maximale belasting bestuurderskant	120
Maximale belasting bijrijder	120
Zitbreedte in mm per kant	450
Zitdiepte in mm per kant	400

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Orthros en ons assortiment?

Bel ons of bekijk onze website!