

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font in black, set against a bright yellow background that is shaped like a tilted rectangle.A bright yellow circle containing the text 'MACH EINE KOSTENLOSE PROBEFAHRT' in black, uppercase, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a photograph of a man in a blue blazer and white shirt sitting on an orange electric scooter. He is also in a wheelchair, which is integrated into the scooter's frame. The scooter is parked on a paved area in front of a brick building. In the background, there is a large open doorway leading into a workshop or garage where other people are visible. The overall scene is brightly lit, suggesting an outdoor or well-lit indoor environment.

ROLLSTUHL SCOOTER PENDEL

Der Scooter für Rollstuhlfahrer

Unabhängig, sicher und komfortabel auf der Straße

Bist du auf einen Rollstuhl angewiesen und möchtest längere Strecken selbstständig und sicher zurücklegen? Lerne unseren Rollstuhl Scooter Pendel kennen! Der Rollstuhl Scooter ist die perfekte Alternative zu einem Auto oder (regionalen) Taxi. Der Pendel ist einfach zu bedienen, da du mit deinem eigenen Rollstuhl selbstständig ein- und ausfahren kannst! Eine aufwändige Transfer ist daher nicht erforderlich! Hast du zusätzliche Wünsche, die auf deine Umstände zugeschnitten sind? Verschiedene Optionen sind möglich! Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer Reichweite von bis zu 60 Kilometern kommst du schnell und sicher ans Ziel. Was für eine Freiheit!

Uns liegen die individuellen Rollstuhlfahrer am Herzen und wir geben unser Bestes auf eure Bedürfnisse einzugehen. Auf diese Weise innovieren und optimieren wir unsere Produkten kontinuierlich, damit dein Rollstuhl Scooter mit den besten Materialien und optimalem Komfort ausgestattet ist. Der Pendel ist mit einer großen Batteriekapazität, leistungsstarken mechanischen und hydraulischen Bremsen mit einem Display ausgestattet.

Der große Scheinwerfer bietet eine enorme Lichtleistung, so dass du während der Fahrt gute Sicht hast und auch gut gesehen wirst.

- ✔ Einfaches, schnelles und unabhängiges Reisen mit dem Rollstuhl.
- ✔ Die gefederte Vorderradgabel und die Luftfederung an den Hinterrädern sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl.
- ✔ Dank des elektrischen Antriebs ist das Pendel geräuschlos emissionsfrei und kostengünstig in der Anwendung.
- ✔ Erfüllt die strengen europäischen Sicherheitsanforderungen und ist als Fahrzeug und medizinisches Hilfsmittel zugelassen.

Elektrische Unterstützung

Der Pendel ist serienmäßig mit einer elektrischen Unterstützung ausgestattet. Durch das mechanische und hydraulische Bremssystem bist du in der Lage, kontrolliert und kraftvoll zu bremsen. Dies gewährleistet einen kurzen Bremsweg.

Unterstützung & spezielle Anpassungen

Hast du spezifische Bedürfnisse, um optimal zu fahren? Wir können individuelle Anpassungen an deinem Pendel vornehmen.

Zubehör & Optionen

Der Pendel kann mit verschiedenen Zubehör und Optionen nach deinen Wünschen und deinem Geschmack erweitert werden. Möchtest du einen zusätzlichen Spiegel, Transfergriffe oder eine individuelle Heckrampe für deinen Rollstuhl? Verschiedene Optionen sind möglich. Kein Problem für uns! Informiere dich über die Möglichkeiten auf unserer Website oder frage deinen Händler.

Farben

Der Rollstuhl-Scooter ist in 6 Standardfarben erhältlich, nämlich:

- Schwarz (RAL 9017)
- Blau (RAL5025)
- Grau (RAL7043)
- Grün (RAL6028)
- Rot (RAL3001)
- Orange (Y4-Y436)

Möchtest du eine andere RAL-Farbe? Diese ist auf Anfrage erhältlich.



De 10 wichtigsten Spezifikationen

Technische Daten	
Maximale Breite Rollstuhl in mm (std/ breite version)	720/ 800
Gesamtlänge in mm	1760
Benötigte Umkehrraum in mm (std/ breite version)	2860/ 2900
Wendekreis in mm	3900
Maximale Steigung in Grad	170
Maximale Belastung in kg	125
Gesamtgewicht inkl. Batterien in kg	160
Reifengröße vorne/ hinten	3.00-10/ 3.00-12
Max. Geschwindigkeit (KFZ) in km/h	25
Reichweite in km	ca. 40-60 km

Über Huka

Entwickelt in Odenzaal, produzieren wir seit mehr als 40 Jahren Fahrräder, die in der Welt der Fahrradfahrer(innen) einen Unterschied machen. Deine Mobilität, Unabhängigkeit und Freiheit ist unsere Leidenschaft. Mit einem engagierten Team bieten wir eine große Auswahl an innovativen Fahrrädern und anderen Transportmitteln mit Niederländischem Design. Du möchtest mehr über Pendel und unser Sortiment erfahren? Besuche unsere Website!

