

# huka




## Technische gegevens City, size L (WMO)

	Standaard versie
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwiteit epoxy poedercoating
Kleur <sup>A</sup>	grijs (RAL7040)
Wielen	alu velg en verzinkte naaf met RVS spaken
Banden	Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)
Verlichting	LED batterij verlichting voor en achter
Bel <sup>A</sup>	sportieve en licht bedienbare bel, type Decibel
Spatborden	slag- en vormvast kunststof
Kettingbescherming	Hebie Chainglider
Stuur en stuurpen <sup>A</sup>	Licht gebogen stuur, ergonomische stuurpen
Handvatten	Ergo Grip
Zadel <sup>A</sup>	Velo Plush, ergonomisch comfort zadel
Zadelpen <sup>A</sup>	aluminium, in hoogte verstelbaar
Remmen	handrem voor en achter incl. parkeerrem
Aandrijving <sup>A</sup>	freewheel met differentieel in achteras
Slot	AXA Solid veiligheidsslot
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties

	Standaard versie
Lengte totaal in mm (H)	1675
Breedte totaal in mm	785
Gewicht in kg	26
Cranklengte in mm (A)	170
Binnenbeenlengte in mm (B)*	790-980
Zadelhoogte tot grond in mm (C)	min. 850
Hoogte bagagedrager (G)	610
Instapruimte in mm (D)	570
Instaphoogte in mm (E)	190
Hoogte instelling stuur in mm (F)	110
Breedte stuur in mm	640
Maximale belasting in kg	130
Bandenmaat voor in ETRTO	47-507
Bandenmaat voor in inch	24 x 1,75
Bandenmaat achter in ETRTO	47-406
Bandenmaat achter in inch	20 x 1,75

\*Bij montage van de rugsteun wordt de binnenbeenlengte in de laagste positie 50 mm verhoogd.



### Garantie

Huka hanteert standaard 5 jaar garantie op het frame en de voorvork. Registreer je jouw fiets via [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie), dan kom je in aanmerking om 10 jaar garantie te ontvangen op deze delen. Daarnaast heb je 2 jaar garantie op de accu en andere onderdelen (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen). Meer informatie over de garantie van de City vind je op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).

### Mogelijkheden alternatieve onderdelen

De City is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn deze te vervangen door een alternatief. Deze worden aangegeven met een symbool achter het desbetreffende onderdeel. De alternatieve onderdelen vind je terug op de prijslijst.

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 [www.huka.nl](http://www.huka.nl)