

huka




Technische gegevens Duet

	Standaard versie
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating
Wielen	aluminium velg met RVS spaken
Banden	Schwabe Marathon Plus
Verlichting	LED batterij verlichting voor en achter
Bel	sportieve- en licht bedienbare bel
Spatborden	slag- en vormvast kunststof
Kettingbescherming	slagvast gesloten kunststof kettingkast
Stuur en zadelpen A	metalen stuur, verende zadelpen 350 mm
Zadel A	sportief gelzadel, in hoogte verstelbaar
Remmen	trommelrem voor, terugtraprem achter
Versnellingen	3-versnellingsnaaf met terugtraprem
Fietsdeel	tweebeenstandaard, zadelpen en kabelslot
Rolstoeldeel*	zitschaal met gordel en voetsteun
Deelbaar frame	standaard met snelkoppeling
Slot	AXA kabelslot
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties

*Inclusief in hoogte verstelbare en wegzwenkbare voetenplank, wasbare polstering en bekkenband.

	Fietsdeel	Rolstoeldeel
Lengte totaal in mm (H)	2350	
Breedte totaal in mm (M)	650	
Gewicht in kg	41	
Maximale belasting totaal in kg	180	
Maximale belasting in kg	100	100
Cranklengte in mm	170	
Binnenbeenlengte in mm (F) (D)	780-930	100-550
Zadelhoogte tot grond in mm	910-1060	
Instapdiepte in mm	520	
Instaphoogte in mm	390	
Stuurhoogte in mm (G)	810-1110	
Zitbreedte in mm (A)		450
Zitdiepte in mm (B)		400
Rughoogte in mm (C)		550
Bandenmaat in ETRTO	47-559	47-559
Bandenmaat in inch	26 x 1,75	26 x 1,75
Bandenmaat zwenkwiel		200 x 50



Garantie

Huka hanteert standaard 5 jaar garantie op het frame en de voorvork. Registreer je jouw fiets via www.huka.nl/garantie, dan kom je in aanmerking om 10 jaar garantie te ontvangen op deze delen. Daarnaast heb je 2 jaar garantie op de accu en andere onderdelen (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen). Meer informatie over de garantie van de Duet vind je op www.huka.nl/garantie.

Mogelijkheden alternatieve onderdelen

De Duet is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn deze te vervangen door een alternatief. Deze worden aangegeven met een symbool achter het desbetreffende onderdeel. De alternatieve onderdelen vind je terug op de prijslijst.

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 www.huka.nl