

huka

Technische gegevens Pendel

	Standaard versie
Materiaal chassis	stalen buisframe
Bekapping	polyester kunststof
Kleuren ^A	leverbaar in 6 kleuren (zie prijslijst)
Ophanging voorwiel	geveerd
Ophanging achterwielen	gas geveerd/lucht geveerd
Stuur ^A	staal, in hoogte verstelbaar
Remmen voor ^A	mechanische trommelrem
Remmen achter ^A	hydraulische trommelrem
Electronica	Sevcon, programmeerbaar
Accu's	2 x 12 V, 105 Ah
Acculader	24 V, 12 Ah
Motor	2200 Watt
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties
Garantie	2 jaar, m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen

	Standaard versie
Lengte totaal in mm	1760
Lengte binnenbak in mm	1140
Breedte totaal in mm (standaard/ brede versie)	1000/ 1080
Maximale breedte rolstoel in mm (std/ brede versie)	720/ 800
Bodemvrijheid in mm	110
Omkeerruimte in mm (standaard/ brede versie)	2860/ 2900
Draaicirkel in mm	3900
Maximale stijging in graden	17
Maximale belasting in kg	125
Totaal gewicht Pendel incl. accu's in kg	160
Bandenmaat voor	3.00 -10
Bandenmaat achter	3.00 -12
Maximale snelheid als medisch hulpmiddel in km/h	15
Maximale snelheid als voertuig in km/h	25
Bereik in km	40-60

Mogelijkheden alternatieve onderdelen

De Pendel is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn deze te vervangen door een alternatief. Deze worden aangegeven met een symbool achter het desbetreffende onderdeel. De alternatieve onderdelen vind je terug op de prijslijst.

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 www.huka.nl