

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and are set against a yellow, diamond-shaped background that is tilted at an angle.A man wearing a cap, glasses, a dark shirt, and khaki pants is smiling while riding a red Huka Classic DX2 e-scooter. The scooter is a three-wheeled model with a large front wheel and two smaller rear wheels. It has a black seat and a rear storage compartment. The background shows a cobblestone street in a European-style town with brick buildings and hanging flower baskets.

Technische gegevens Classic DX2

	Standaard versie
Materiaal chassis	metalen frame met alu gietcomponenten
Bekapping	kunststof bekapping, standaard rood
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating
Wielen	aluminium velgen 16"
Banden	Heidenau
Verlichting	voor en achter met knipperlichten
Zitting	volschuim zitting
Vering	voorvork geveerd, achterwielen onafh. geveerd
Remmen	motorrem, trommelremmen voor- en achter
Motor	asynchroon, 900 Watt, piek 3,7 kW
Elektronica	Curtis 200A
Accu's	2 stuks 12 volt, li-ion 100Ah
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties
Garantie	2 jaar, m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen

	Standaard versie
Lengte totaal in mm (A)	2000
Breedte totaal in mm	800
Hoogte totaal in mm	1250
Gewicht incl. accu's in kg	200
Zitbreedte in mm	460
Zitdiepte in mm	420
Rughoogte in mm	480
Zithoogte zitkussen - grond in mm	720
Zithoogte zitkussen - vloerplaat in mm	540
Band/ velgmaat voor	16"x 2,25
Band/ velgmaat achter	16"x 2,25
Actieradius in km	50-85
Maximale belasting in kg	150
Stijgingspercentage in %	30
Draaicirkeldiameter in mm	4150

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.