


# huka

## Technische gegevens Copilot 3-24

	Standaard versie
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaleiteit epoxy poedercoating
Kleur <b>A</b>	wit (RAL9016) of parelgrijs (RAL9023)
Wielen	dubbelwandig, aluminium velg met RVS spaken
Banden	Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)
Verlichting	LED batterij verlichting voor en achter
Bel <b>A</b>	licht bedienbaar (zwart)
Spatborden	slag- en vormvast kunststof
Kettingbescherming	slagvast kunststof kettingkast
(Stuur)pen <b>A</b>	diverse types mogelijk, zie prijslijst
Handvatten	Ergo Grip
Zadel <b>A</b>	voor: kindermodel Sello Royal, achter: Velo Plush
Zadelpen <b>A</b>	aluminium 350 mm, instelbaar met snelspanners
Pedalen <b>A</b>	metaal met anti-slip
Remmen voor	hydraulische velgrem
Remmen achter	terugtraprem
Versnelling <b>A</b>	8-versnellingsnaaf met terugtraprem, Shimano
Trapaandrijving	gelijktijdig trappen, andere opties mogelijk
Slot	kabelslot
Voorbouw	afneembaar middels snelkoppeling
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties

	Voor	Achter
Lengte totaal in mm (H)	2040	2060
Lengte tot koppelpunt in mm (J)	1700	
Breedte totaal in mm	890	
Gewicht in kg (totaal)	30	
Cranklengte in mm	150	170
Binnenbeenlengte in mm (A,B)	500*-780	710-900
Zadelhoogte tot grond in mm (D)	620*-870	770-940
Instapruimte in mm (E,F)	650	500
Instaphoogte in mm (G)	400	400
Stuurhoogte	830-1050	980-1180
Hoogte instelling stuur in mm**	1000-1250	980-1180
Breedte stuur in mm	640	640
Maximale belasting in kg	80	100
Bandenmaat in ETRTO	47-406	47-507
Bandenmaat in inch	20 x 1,75	24 x 1,75

\* i.c.m. crankverkorters/ zadelpenverlanger



### Garantie

Huka hanteert standaard 5 jaar garantie op het frame en de voorvork. Registreer je jouw fiets via [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie), dan kom je in aanmerking om 10 jaar garantie te ontvangen op deze delen. Daarnaast heb je 2 jaar garantie op de accu en andere onderdelen (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen). Meer informatie over de garantie van de Copilot 3-24 vind je op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).

### Mogelijkheden alternatieve onderdelen

De Copilot 3-24 is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn deze te vervangen door een alternatief. Deze worden aangegeven met een symbool achter het desbetreffende onderdeel. De alternatieve onderdelen vind je terug op de prijslijst.

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472 [www.huka.nl](http://www.huka.nl)