



Technische gegevens TDV

	Standaard versie		Maatwerk
Materiaal frame	roestvrijstaal		
Afwerking	buitenwaliteit epoxy poedercoating		
Materieel zitting, voetplaten	polyether, bekleed met platilon	neopreen bekleding	
Zwenkwielen	kunststof 125 mm wielen met RVS lagers		
Grote wielen	24 inch kunststof wielen met RVS lagers		
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties		
Garantie	2 jaar, m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen		
Zitbreedte	430	zitbreedte mogelijkheden in mm	350-700
Zitdiepte	450	zitdiepte mogelijkheden in mm	350-600
Zithoogte	540-630	kan klant specifiek worden aangepast	600
Rughoogte	460	rughoogte tot maximaal in mm	
Armsteunhoogte	190- 260	kan klant specifiek worden aangepast	
Onderbeenlengte	450- 550	kan klant specifiek worden aangepast	
Voetplaat breedte	180	kan klant specifiek worden aangepast	
Voetplaat diepte	260	kan klant specifiek worden aangepast	
Kniehoek verstelling	20-90	alleen bij comfort beensteun	
Vaste wighoek	0-30	wigstelling tot mm	100
Kantelhoek in graden	0	gasveer kantelversterking in graden	30
Totale lengte met grote wielen achter in mm	1100		
Totale breedte in mm	650		
Totaal gewicht in kg	25		
Maximale belasting in kg	125	met versteviging in kg	180



1. "vast" model
2. "standaard" met afneembare beensteunen
3. "comfort" met afneembare beensteunen

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.