






The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and are set against a yellow, diamond-shaped background that is tilted to the right.A yellow circular badge with the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIJ!' in a bold, uppercase, sans-serif font. The text is white and centered within the circle.The text 'DUOFIETS ORTHROS' is in a bold, uppercase, sans-serif font, with 'DUOFIETS' in yellow and 'ORTHROS' in white. Below it, 'De social bike' is written in a large, white, serif font. The background is a photograph of an elderly man and a woman riding a black dual-cycle on a wooden bridge over a canal.The text 'Comfortabel & zelfstandig samen de weg op' is written in a bold, white, sans-serif font. It is centered within a dark grey horizontal bar that spans the width of the page.A block of text in a bold, yellow, sans-serif font, set against a yellow background. The text describes the benefits of the Orthros dual-cycle, such as being self-sufficient, stable, and safe, and allows for a social riding experience.A block of text in a black, sans-serif font, set against a white background. It details the features of the Orthros, including a parking brake, light-operated handbrakes, hydraulic rear brakes, 8 gears with freewheel, and a safety lock.

- 
- A list of three bullet points, each starting with a yellow checkmark icon. The text is in a black, sans-serif font. The points describe the standard seat, the ease of eye contact and conversation, and the ability to customize the bike.

- 
- A list of two bullet points, each starting with a yellow checkmark icon. The text is in a black, sans-serif font. The points describe the ability to be an active or passive passenger and the adjustable height and angle of the handlebars.

A yellow circular badge with the text 'NIEUW! KUCH SCHERM' in a bold, uppercase, sans-serif font. The text is white and centered within the circle.A block of text in a black, sans-serif font, set against a white background. It explains the 'kuch scherm' (cushion screen) accessory, which is made of clear plexiglas and is placed between the rider and the passenger to reduce the risk of splashing.



## Elektro ondersteuning

De Orthros is verkrijgbaar met een (PAS-vario) hulpmotor. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

## Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een

stabiele voetenplank, armsteunet etc. leveren we maatwerk.

Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

## Accessoires & opties

De Orthros is uit te breiden met diverse accessoires en opties.

Heb je de voorkeur voor een ander stuur of pedalen of wil je de

passagier niet mee laten trappen?

Voor ons geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

## Kleuren

De duofiets Orthros wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- zwart mat (RAL9005)
- wit zijdegans (RAL9016)

Jouw Orthros nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de Orthros in elke gewenste RAL kleur voor jou maken.



## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Orthros
Cranklengte in mm	150
Binnenbeenlengte in mm bestuurder	750-900
Binnenbeenlengte in mm berijder	750-900
Zithoogte (vanaf de grond) in mm	610
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406
Maximale belasting bestuurderskant	120
Maximale belasting bijrijder	120
Zitbreedte in mm per kant	450
Zitdiepte in mm per kant	400

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Orthros en ons assortiment?

Bel ons of bekijk onze website!