

Preisliste/ Bestellformular Cortes



Naam _____

Organisatie _____

Straat/ Nr. _____

Postcode/ Plaats _____

Telefoon _____

Grundausrüstung Cortes

Die Cortes wird im Grundausrüstung geliefert mit verschiedene bestimmte Ersatzteile. Diese Ersatzteile sind angegeben mit einem Symbol für das Artikelnummer. Mit dieser Teile wird das Fahrrad abmontiert wenn nicht eine andere Wahl gemacht wird aus der entsprechenden Kategorie. Daneben gibt es Ersatzteile die ausgestattet werden mit einem Standardzusatz. Dieser Ersatzteile sind mit das Symbol nach das Artikelnummer gekennzeichnet. Mit dieses Standardzusatz wird die Option ausgestattet wenn keine Alternative ausgewählt ist. Für die umfassende Umschreibung die Grundoptionen siehe die technische Daten. Hierunter sind daneben auch die weitere Optionen und Zubehör angegeben womit die Cortes ausgestattet werden kann.

Art.nr.	Grundausrüstung	Preis €
S 406100	Drierad Cortes met Shimano Step5 power assist	4.682
406110	- Rahmen, Farbe Matt Schwarz (RAL9005)	-
406111	- Rahmen, Farbe Funkel Grau (RAL7040)	-
406119	Kundenspezifische RAL-Farbe (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben), Aufpreis	199

Art.nr.	Antriebsoptionen/ Naben	Preis €
406120	8-Gang-Nabenschaltung Freilauf (Shimano Nexus)	222
409407	S - Griffverschiebung für 8-Gang-Nabenschaltung (Shimano Nexus)	-
409408	- Daumenschalter für 8-Gang-Nabenschaltung (Shimano Nexus)	83

Art.nr.	Bremsen	Preis €
S 406253	Hydraulik Scheibenbremsen hinten, rechts	-
406251	Hydraulik Scheibenbremsen hinten, links	93
406153	Zusätzliche Feststellbremse am Vorbau	48

Art.nr.	Sitzbereich	Preis €
S 406133	Stuhl mit niedriger Rückenlehne	-
406132	Stuhl mit hoher Rückenlehne	-
S 401633	Nicht drehbarer Fahrersitz	-
406130	Fahrersitz drehbar, gegen Aufpreis	291
S 406134	Sitztiefenverstellung mit Inbusschrauben	-
406131	Sitztiefenverstellung mit Schnellspanner, gegen Aufpreis	63

Art.nr.	Lenker	Preis €
S 401424	Sportlich leicht gebogener Design Lenker	-
406148	Lenker, rechteckig Modell	145
409205	Lenker-Schmetterlingsmodell	61

Art.nr.	Lenkradsteuerung StepS-System	Preis €
S 406842	Bedientastatur, rechts platziert	-
406843	Bedientastatur, links platziert	-

Den Cortes noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2020 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisliste/ Bestellformular Cortes

	Art.nr.	Lenkervorbau	Preis €
S	426806	Tiefenverstellbarer Lenkervorbau	-
	406143	Verlängerter Lenkervorbau, Länge 400 mm	30
	406142	Switch Lenkervorbau mit Schnellspanner	92
	Art.nr.	Anderes Lenker Zubehör	Preis €
S	426827	Fahrradklingel, Typ Decibel	-
	426959	Behinderten Glocke	12
	426961	Rückspiegel	32
	426924	Unterarmstütze	161
	426927	Unterarmfixierung (anwendbar mit Unterarmstütze)	33
	426992	Vertikaler Handgriff, Schwarz	39
	Art.nr.	Stockhalter	Preis €
	406155	Stockhalter, doppelt hinten	98
	406156	Stockhalter, hinten für eind Stock	89
	Art.nr.	Pedale	Preis €
S	401645	Pedalsatz	-
	426994	Heimtrainer Pedale (nicht geeignet mit Fußbrett/ Fußstütze), pro Satz	35
	426993	Große Pedale (7,5 cm tief, 10 cm breit), pro Satz	18
	426929	Rennhaken, links (Zehenclip)	22
	426930	Rennhaken, rechts (Zehenclip)	22
	Art.nr.	Fußunterstützung	Preis €
	426938	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426939	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (22 x 8 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426940	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426941	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (24 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426978	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (27 x 10 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426979	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (27 x 10 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	103
	426986	Pedalverlängerung, links	53
	426987	Pedalverlängerung, rechts	53
	432750	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze, links (nicht geeignet mit Unterschenkelfixierung)	83
	432751	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/ Vorfußstütze, rechts (nicht geeignet mit Unterschenkelfixierung)	83
	406174	Kurbelverkürzer Satz	79
	428931	Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung, links (25 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
	428923	Unterschenkelfixierung, links (anwendbar mit dem obigen Artikel)	79
	428930	Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung, rechts (25 x 9 cm) (anwendbar mit Standard Pedale)	110
	426949	Unterschenkelfixierung, rechts (anwendbar mit dem obigen Artikel)	79

Den Cortes noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2020 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisliste/ Bestellformular Cortes

Art.nr.	Sonstige Anpassungen	Preis €
406188	Armlehnen-Satz	214
426578	Sicherheitschloss (Einhandbedienung), Aufpreis	22
426587	AXA Kabelschloss (Einhandbedienung)	34
426516	Steckkette AXA Defender, Länge 140 cm	52
406154	Blinker-Satz (hinten montiert)	115
406177	Zubehöradapter (Beutelträger)	73
406178	Gepäckträger	73
406187	Batterieladepunkt (höher platziert)	100
406179	Extra Akku inkl. Halterung, exkl. Ladegerät	650
406189	Adaption für Rollatorhalterung	165

Datum der Bestellung

Unterschrift/ Stempel

Summe €

Mw. St.

Summe € inkl. MwSt.

Den Cortes noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2020 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

