


# huka



## Technische Daten Cortes

	Standard Version
Material Rahmen	korrosionsgeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Farbe	Matt Schwarz (RAL9005) oder Funkel Grau (RAL7040)
Räder	Aluminium Felge und Nabe mit RVS Speichen
Reifen	Schwalbe Big Ben plus (pannensicher)
Antrieb	Zwischennabe mit Differenzial in Hinterachse
Nabenschaltung	Shimano Nexus 8-gang Nabenschaltung (optional)
E-drive	250W - mittlerer Motor
Beleuchtung	LED Beleuchtung, Bedienung am Lenker
Bel	sportliche und leicht bedienbare Klingel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Kunststoff Kettenschutz
Lenker	epoxiert Stahl
Handgriffe	Gummi
Sitzsystem	mit Sitzwinkel- und Sitztiefe-einstellung
Bremsen vorne	V-Brake
Bremsen hinten	Hydraulik Scheibenbremsen inkl. Feststellbremse
Federung	Instelbarer Federung
Optionen	Siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

	Standard Version
Länge in mm (A)	2065
Breite in mm	785
Gewicht in kg	48
Kurbellänge in mm (D)	170
Schrittlänge in mm (B)	670-950
Höhe Sattel – Boden in mm (C)	600-670
Höhe Hinterrahmen in mm (G)	600 360
Einstiegshöhe in mm (F)	250 650
Höhe Einstellung Lenker in mm (F)	150
Lenkerbreite in mm	
Maximale Belastung in kg	
Reifengröße vorne in ETRTO	55-507
Reifengröße vorne in Zoll	24 x 1,75
Reifengröße hinten in ETRTO	55-406
Reifengröße hinten in Zoll	20 x 1,75



### Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein Cortes auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie) und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf die Batterie und übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf [www.huka.nl/de/garantie](http://www.huka.nl/de/garantie).

Unsere Philosophie ist die ständige Produktweiterentwicklung und Verbesserung. Damit dein Huka Fahrrad ausgestattet ist mit die beste Materialien und ein optimales Komfort hat. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.