


huka



Technische Daten AT-A

	Standard Version
Material Rahmen	Korrosionsgeschütztes Stahl
Lackierung	Außenqualität Pulverlacke
Farbe ^A	Blau (RAL5024)
Räder	Aluminium Felge mit galvanisierte Nabe und V2A Speichen
Reifen	Schwalbe
Beleuchtung	Beleuchtung optional, nicht standard
Klingel ^A	sporliche leicht bedienbare Kinderklingel
Schutzbleche	Kunststoff, schlagfest
Kettenschutz	Kunststoff, schlagfest, geschlossenes Modell
Lenker ^A	leicht gebogener
Vorbau ^A	Länge 300 mm, in Höhe verstellbar
Handgriffe	Gummi
Sattel ^A	Kindersattel Selle Royal
Sattelstütze ^A	Aluminium, 300 mm, höhen verstellbar
Bremsen	Rollerbrake und Felgenbremse vorne und Parkbremse
Antrieb ^A	Freilauf Zwischennabe mit Differenzial in Hinterachse
Optionen	siehe Bestellblatt für verschiedene Optionen

	Standard Version
Länge in mm (L)	1140
Breite in mm	540
Gewicht in kg	17
Kurbellänge in mm	90
Schrittlänge in mm (X)	380-490
Höhe Sattel – Boden in mm (Z)	min. 450
Einstieglänge in mm (Y)	300
Einstieghöhe in mm (H)	145
Höhenverstellung Lenker in mm	50
Lenkerbreite in mm	490
Maximale Belastung in kg	40
Reifengröße vorne in ETRTO	47-305
Reifengröße vorne in Zoll	16 x 1,75
Reifengröße hinten in ETRTO	50-203
Reifengröße hinten in Zoll	12 x 1,95



Garantie

Auf das Rahmen und den Vorderradgabel bekommst du 5 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Registriere dein AT-A auf www.huka.nl/de/garantie und es gibt die Möglichkeit den Garantie zu verlängern bis 10 Jahre auf dieser Teile. Daneben gibt es 2 Jahre Garantie auf übrige Teile. Ausgenommen sind die Verschleißteile. Weitere Informationen über die Garantiebedingungen ist zu finden auf www.huka.nl/de/garantie.

Möglichkeiten alternativer Teile

Die AT-A ist im Grundausrüstung mit mehrere Standardteilen ausgestattet. Optional sind diese Teile zu ersetzen durch eine Alternative. Die bestimmte Teile sind gekennzeichnet mit einem Symbol hinter dem entsprechenden Teil. Die Alternative Teile finden Sie auf der Preisliste.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.