



**huka**

**DRIEWIELER CITY (WMO)**

## De sportieve Dutch design stadsfiets

### Een lichtgewicht fiets met stabiliteit

De driewieler City is voorzien van een nieuwe eigentijdse look van Dutch Design met nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig gebruik. De lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op- en af kunt stappen. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De City maakt je mobieler en onafhankelijk!

We kijken naar individuele rijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de City licht in gewicht en tevens geschikt voor lange(re) fietsers, vanwege de vergrote cranklengte.

De driewieler City is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, een trommelrem achter, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een veiligheidsplot (AXA solid).

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning en verkrijgbaar in twee maten.
- ✔ Uiterst stabiel en wendbaar door het lage zwaartepunt.
- ✔ Het instelbereik van het zadel is vergroot, waardoor een optimale zithouding aangenomen kan worden.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de voorvork.\*

\* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie) en krijg 10 jaar garantie op het frame en de voorvork. Standaard krijg je 5 jaar garantie op deze delen en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen).

## Elektro ondersteuning

De City is met trapondersteuning (PAS-vario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Daarnaast is de City ook uitvoerbaar met AUTO-vario. Hiermee kan er zonder te trappen gereden worden. De snelheid van

het fietsen wordt gedoseerd via het gashandvat.

## Ondersteuning & speciale aanpassingen

Op de City kunnen we diverse extra ondersteuning bieden zoals een rugsteun, diverse voetfixaties etc. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets.

## Accessoires & opties

De City is uit te breiden met diverse accessoires en opties.

Wil je een terugtraprem, een terugtrapautomaat of een 8 versnellingsnaaf? Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw dealer.

## Kleuren

De driewieler City wordt standaard geleverd in het zijdeglans lichtgrijs (RAL7040).



## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	City, size M	City, size L
Lengte in mm	1675	1675
Breedte in mm	785	785
Gewicht in kg	25	26
Cranklengte in mm	170	170
Binnenbeenlengte in mm	660 - 880	790 - 980
Instaplengte frame in mm	570	570
Instaphoogte frame in mm	190	190
Maximale belasting in kg	130	130
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507	24 x 1,75/ 47-507
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406	20 x 1,75/ 47-406

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de City en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!