

The Huka logo is a yellow diamond shape with the word 'huka' written in a bold, lowercase, sans-serif font.A yellow circular badge with the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIT!' in a bold, uppercase, sans-serif font.

TANDEM COPILOT 3

Stabiel op- en afstappen met drie wielen

Extra veilig en stabiel met de passagier voorop

Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een bewegelijke passagier of een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel? Ervaar de tandem Copilot 3, geschikt voor volwassenen en kinderen! Dankzij het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen en heeft de passagier een stuur voor houvast. De Copilot 3 is daarnaast te personaliseren aan specifieke voorkeuren en wensen. Het is tandem om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen over veiligheid!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de passagier om een goed overzicht over het verkeer te houden. Daarnaast kan je met de Copilot 3 eenvoudig op- en af te stappen. De begeleider achterop kan optioneel bepalen of de passagier meetrapt of niet.

De tandem Copilot 3 is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een AXA kabelslot.

- ✔ Extra stabiel door twee wielen voor. Ook voor bewegelijke passagiers.
- ✔ Verkrijgbaar in twee modellen: begeleider-volwassenen & begeleider-kind.
- ✔ Standaard voorzien van een afneembaar en kantelbaar voorframe, waardoor je gemakkelijker kunt opstappen en de fiets compacter kunt stallen.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de voorvork.*

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar garantie op het frame en de voorvork. Standaard krijg je 5 jaar garantie op deze delen en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen).

Elektro ondersteuning

De Copilot 3 is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals

heupsteunen, rompsteunen, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De Copilot 3 is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De tandem Copilot 3-24 (begeleider met kind voorop, vanaf 4 jaar) is leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

De tandem Copilot 3-26 (begeleider met volwassenen voorop) is leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 3-24		Copilot 3-26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte totaal in mm	2040-2080		2150	
Breedte totaal in mm	890		890	
Gewicht in kg	30		31	
Cranklengte in mm	150	170	150	170
Binnenbeenlengte in mm	500-780	710-900	690-970	850-990
Zadelhoogte tot grond in mm	620-870	770-940	860-1000	940-1080
Maximale belasting in kg	100	80	200	
Bandenmaat ETRTO	47-406	47-507	47-406	47-559
Versnellingen	8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)			

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Copilot 3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!