

hukaMAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!

TANDEM COPILOT

Geschikt voor kinderen & volwassenen

Fiets voorop, voor de beste fietsbeleving!

Zoek je een tandem waar de passagier de meeste beleving op de fiets heeft en de bestuurder de meeste controle? Ervaar de tandem Copilot! Het is de ideale oplossing wanneer je nog wilt fietsen, maar dit niet (meer) zelfstandig mogelijk is. De Copilot geeft beide fietsers de vrijheid en controle die je wenst. De tandem is daarnaast aan te passen aan specifieke voorkeuren en wensen. Kortom met de tandem Copilot ga je samen probleemloos fietsen!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de passagier om een goed overzicht over het verkeer te houden. Daarnaast kan je met de Copilot eenvoudig op- en af te stappen. De verlichting zorgt ervoor dat je goed kunt zien en gezien wordt in het donker. De tandem Copilot is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een AXA kabelslot.

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning.
- ✔ Zowel de mee-stuur-functie als de mee-trap-functie voor de passagier instelbaar.
- ✔ Verkrijgbaar in twee modellen: begeleider-volwassenen & begeleider-kind.
- ✔ Begeleider fietst achterop voor het optimale zicht op de bijrijder.
- ✔ 10 jaar garantie op frame en de voorvork.*

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar garantie op het frame en de voorvork. Standaard krijg je 5 jaar garantie op deze delen en 2 jaar op de overige componenten (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen).

Elektro ondersteuning

De Copilot is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrij-hulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen,

voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De Copilot is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De tandem Copilot 24 (begeleider met kind voorop, vanaf 4 jaar) is leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

De tandem Copilot 26 (begeleider met volwassenen voorop) is leverbaar in het wit (RAL9016), parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 24		Copilot 26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte in mm	2470		2580	
Breedte in mm	550	630	650	
Gewicht in kg	29		31	
Cranklengte in mm	150	170	170	
Binnenbeenlengte in mm	410-790	710-940	560-960	770-930
Zadelhoogte tot grond in mm	640-770	810-990	810-1020	900-1060
Maximale belasting in kg	180		180	
Bandenmaat ETRTO	47-507	47-507	47-559	47-559
Versnellingen	8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)			

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Copilot en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!