

Prijslijst/ bestelbon Copilot 24



Naam _____

Organisatie _____

Straat/ Nr. _____

Postcode/ Plaats _____

Telefoon _____

Basis Copilot 24

De Copilot 24 wordt in de basis geleverd met een aantal standaard onderdelen. Deze onderdelen zijn aangegeven met een s-symbool vóór het artikelnummer. Hiermee wordt de fiets uitgevoerd als er niet voor een alternatief uit de desbetreffende categorie gekozen wordt. Daarnaast kunnen een aantal onderdelen uitgevoerd worden met een standaard toevoeging. Hierbij is het s-symbool aangegeven ná het artikelnummer. Deze toevoeging zal worden uitgevoerd als er eveneens geen keuze wordt gemaakt voor een alternatief. Voor de uitgebreide omschrijving van de standaard onderdelen verwijzen we je door naar de specificaties. Hieronder tref je tevens de optionele onderdelen en accessoires waarmee de Copilot 24 uitgerust kan worden.

	Art.nr.	Basis	Prijs €
S	400000	Therapeutische tandem Copilot 24	3.007
	400021	- Frame, kleur wit (RAL9016)	-
	400020	- Frame, kleur parel donkergrijs (RAL9023)	-
	400029	- Aangepaste RAL kleur (keuze uit klassieke RAL-kleuren, zijdeglans), meerprijs	203

	Art.nr.	Aandrijving bestuurder	Prijs €
S	409800	Zonder trapondersteuning	-
	400120	S - 8-versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)	-
	400110	- 8-versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus)	112
	419801	Trapondersteuning PAS-vario direct drive 36 Volt (incl. 14,25 Ah Li-Ion accu) (verplicht meetrappen)*	2.565

* Inclusief hydraulische velgremmen, vrijloop achter en 7 versnellingen. Let op! Bij elektrische aandrijving vervalt de terugtraprem.

	Art.nr.	Aandrijving bijrijder	Prijs €
S	490000	Voorste pedalen met vaste overbrenging	-
	490001	Voorste pedalen met vrijloop	263
	490002	Voorste pedalen met inschakelbare vrijloop	539

	Art.nr.	Sturen bijrijder	Prijs €
S	490004b	Kinderstuur (lichaamslengte tot 140 cm)	-
	401417b	V-model stuur, hoog (lichaamslengte vanaf 140 tot 168 cm)	-

	Art.nr.	Stuurpenen bijrijder	Prijs €
S	409038b	Ergonomische stuurpen, lengte 180 mm (lichaamslengte tot 140 cm)	-
	409039b	Ergonomische stuurpen, lengte 300 mm (lichaamslengte vanaf 140 tot 168 cm)	-

	Art.nr.	Overige stuur toebehoren bijrijder	Prijs €
S	401604b	Fietsbel, standaard zwart	-
	426827b	Fietsbel, type Decibel	-
	432686b	Kindermodel fietsbel	-
	426959b	Rotatiebel	12

De tandem Copilot 24 nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

Prijslijst/ bestelbon Copilot 24

Art.nr.	Zadels bijrijder	Prijs €
S 427175b	Kindermodel zadel, Selle Royal	-
402860b	Comfort gelzadel, unisex	-
401637b	Velo Plush zadel	40
418265b	Breed zadel	59
426897b	Bananenzadel (niet geschikt i.c.m. T-model zadelpen)	42
418266b	Puch zadel	86

Art.nr.	Zadelpennen bijrijder	Prijs €
S 409041b	Aluminium zadelpen, lengte 250 mm (binnenbeenlengte 460*-670 mm)	-
409033b	Aluminium zadelpen, lengte 350 mm (binnenbeenlengte 610-760 mm)	-
432059b	Zadelpen geveerd, lengte 350 mm (binnenbeenlengte 610-760 mm)	49
401591b	Zadelpen T-model, lengte 400 mm (binnenbeenlengte 700-860 mm)	64
401592b	Zadelpen T-model, lengte 300 mm (binnenbeenlengte 570-750 mm)	49
490020b	Zadelpen met 5 cm verlagen (montage op het frame) (binnenbeenlengte 420*-460 mm)	58

* De opgegeven lengte is mogelijk i.c.m. crankverkorters

Art.nr.	Romp ondersteuning	Prijs €
400011	Rugsteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte)*	214
409012	S - Zadelpen t.b.v. adapter rugsteun**	55
490019	S - Adapter t.b.v. montage ruggesteun op frame (niet geschikt i.c.m. bananenzadel)	54
400013	Rugsteun en lendesteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte)*	272
409012	S - Zadelpen t.b.v. adapter rugsteun**	55
490019	S - Adapter t.b.v. montage ruggesteun op frame (niet geschikt i.c.m. bananenzadel)	54

* Bij toepassing van deze steun dient onderstaande zadelpen of adapter mee besteld te worden.

** Bij toepassing van deze zadelpen vervalt de normale zadelpen. De benodigde binnenbeenlengte wordt bij toepassing van deze zadelpen 5 cm langer.

Art.nr.	Pedalen bijrijder	Prijs €
S 401645	Pedalen set	-
426994	Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set	36
426929	Voorvoetsteun, links (toeclip)	22
426930	Voorvoetsteun, rechts (toeclip)	22

Art.nr.	Voetopvang	Prijs €
426934	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	82
426935	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	82
426936	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	98
426937	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	98
426938	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	105
426939	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	105
426940	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	105
426941	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	105
426942	Instelbare voetbak metaal, links onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)	115
426943	Instelbare voetbak metaal, rechts onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)	115
426986	Pedaalasverlenger, links	54
426987	Pedaalasverlenger, rechts	54
432750	Balansgewicht voor voetbak, links	85
432751	Balansgewicht voor voetbak, rechts	85
426975	Crankverkorters set (verkleint binnenbeenlengte met 2,5 cm of 5 cm)	35

huka

Prijslijst/ bestelbon Copilot 24

Art.nr.	Sturen bestuurder	Prijs €
S 401417h	V-model stuur, hoog	-
401424h	Sportief licht gebogen stuur, zwart	18
Art.nr.	Stuurpenen bestuurder	Prijs €
S 426806	Stuurpen, lengte 300 mm	-
406142	Ergonomische stuurpen met snelspanner	94
Art.nr.	Overige stuur toebehoren bestuurder	Prijs €
S 401604h	Fietsbel, standaard zwart	-
426827h	Fietsbel, type Decibel	-
426961h	Achteruitkijkspiegel	33
Art.nr.	Zadels bestuurder	Prijs €
S 401637h	Velo Plush zadel	-
402860h	Comfort gelzadel, unisex	59
418265h	Breed zadel	59
426837h	Dames zadel, leder uitvoering	150
426836h	Heren zadel, leder uitvoering	150
426830h	Rokzadel	42
Art.nr.	Zadelpennen bestuurder	Prijs €
S 409033h	Aluminium zadelpen, 350 mm (binnenbeenlengte 730-850 mm)	-
432059h	Verende zadelpen, 350 mm (binnenbeenlengte 730-850 mm)	49
401591h	Zadelpen T-model, 400 mm (binnenbeenlengte 760-980 mm)	64
Art.nr.	Stokhouders	Prijs €
400130	Stokhouder, twee krukken (éénhandig bedienbaar)	131
400131	Stokhouder, één kruk (éénhandig bedienbaar)	91
Art.nr.	Overige aanpassingen	Prijs €
400055	Fietscomputer (weergave snelheid, dagteller en kilometerstand)*	81
400132	Veiligheidsslot AXA Solid	35

* Deze optie is inbegrepen bij de Copilot 24 met elektro ondersteuning.

Datum van de bestelling

Handtekening/stempel

Totaal €	
BTW 9%	
Totaal € incl. BTW	

De tandem Copilot 24 nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

