



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

SCOOTMOBIEL CLASSIC

Dé scootmobiel die iedereen past

Offroad motor met enorme draagkracht

Heb je moeite met lopen of fietsen en wil je zelfstandig grotere afstanden afleggen? Ervaar de scootmobiel Classic! Dit robuuste vervoersmiddel is geschikt voor stadsverkeer, bossen en heuvelachtige gebieden. Een bijkomend voordeel is dat de scootmobiel geschikt is voor gebruikers met een gewicht tot 300 kg. De Classic heeft een eigentijds uiterlijk en is voorzien van de nieuwste technieken. De scootmobiel is in twee modellen leverbaar: de Classic DX2 en de Classic MAXX2. De scootmobiel Classic biedt je zorgeloos rijplezier!

We kijken naar de individuele bestuurders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze vervoersmiddelen continu, zodat jouw scootmobiel voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de Classic milieuvriendelijk en heb je, afhankelijk van het model, een bereik van ca. 30-85 km bij een maximale snelheid van 15 km per uur. Ruige terreinen en stijgingen kunnen tot 30% moeiteloos worden genomen.

De scootmobiel is standaard voorzien van o.a. een sterke elektromotor, twee Li-Ion accu's, een stoel of een brede zitting en een ruim bagagerek om bijvoorbeeld je boodschappen in op te bergen.

- ✔ Belastbaar tot maar liefst 300 kg.
- ✔ Snelheid instelbaar tot 25 kilometer per uur.
- ✔ Comfortabel rijgedrag dankzij de instelbare schokbrekers (achter) en een geveerde voorvork.
- ✔ Geschikt voor heuvelachtige gebieden met een stijging tot 30%.
- ✔ Voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen.
- ✔ 2 jaar garantie m.u.v. onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden.

Leverbaar in 3 modellen

De Classic is leverbaar in drie modellen. De verschillen zitten o.a. in de uitstraling, belastbaarheid (Classic DX2 - 150 kg, Classic MAXX2 (smalle versie) - 220 kg, Classic MAXX2 - 300 kg) en de zitbreedte (Classic DX2 - 460 mm, Classic MAXX2 - 640 mm). Daarnaast hebben beide Classic's een andere zitting.

De zitting van de Classic DX2 is van volschuim en de Classic MAXX2 heeft een zitting met gepolsterd kunstleder en opklapbare armleuningen.


Accessoires & opties

De Classic is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je jouw scootmobiel voorzien van spiegels, hoofdsteun of windscherm? De Classic DX2 kan

tevens voorzien worden van een ergonomische stoel. Verschillende opties zijn mogelijk. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De scootmobiel Classic DX2 en MAXX2 worden standaard geleverd met een rode bekapping.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Classic DX2	Classic MAXX2	Classic MAXX2 (smalle versie)
Lengte in mm	2000	2000	2000
Breedte in mm	800	1005	810
Hoogte in mm	1250	1250	1250
Gewicht incl. accu's in kg	200	235	225
Zitbreedte in mm	460	650	650
Zitdiepte in mm	420	430	430
Actieradius in km	50-85	30-50	40-50
Maximale snelheid km/h	25	15	15
Maximale stijgingspercentage %	30	30	30
Maximale belastbaarheid in kg	150	300	220

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Classic en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!