

# Prijslijst/ bestelbon Copilot 3-24



Naam \_\_\_\_\_

Organisatie \_\_\_\_\_

Straat/ Nr. \_\_\_\_\_

Postcode/ Plaats \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

## Basis Copilot 3-24

De Copilot 3-24 wordt in de basis geleverd met een aantal standaard onderdelen. Deze onderdelen zijn aangegeven met een s-symbool vóór het artikelnummer. Hiermee wordt de fiets uitgevoerd als er niet voor een alternatief uit de desbetreffende categorie gekozen wordt. Daarnaast kunnen een aantal onderdelen uitgevoerd worden met een standaard toevoeging. Hierbij is het s-symbool aangegeven ná het artikelnummer. Deze toevoeging zal worden uitgevoerd als er eveneens geen keuze wordt gemaakt voor een alternatief. Voor de uitgebreide omschrijving van de standaard onderdelen verwijzen we je door naar de specificaties. Hieronder tref je tevens de optionele onderdelen en accessoires waarmee de Copilot 3-24 uitgerust kan worden.

	Art.nr.	Basis	Prijs €
<b>S</b>	430000	Therapeutische tandem Copilot 3-24	4.687
	430020	- Frame, kleur parel donkergrijs (RAL9023) (kleine uitvoering)	-
	430021	- Frame, kleur wit (RAL9016) (kleine uitvoering)	-
	400029	- Aangepaste RAL kleur (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs (kleine uitvoering)	213
	430030	- Frame, kleur parel donkergrijs (RAL9023) (grote uitvoering)	-
	430031	- Frame, kleur wit (RAL9016) (grote uitvoering)	-
	430039	- Aangepaste RAL kleur (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs (grote uitvoering)	213

	Art.nr.	Aandrijving bestuurder	Prijs €
<b>S</b>	439800	Zonder trapondersteuning	-
	430120	<b>S</b> - 8-versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)	-
	430121	- 8-versnellingsnaaf met terugtrapremautomaat (Shimano Nexus)	225
	430110	- 8-versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus )	118
	439801	Trapondersteuning PAS-vario direct drive 36 Volt (incl. 14,25 Ah Li-Ion accu) (verplicht meetrappen)*	2.693

\* Inclusief hydraulische velgremmen, vrijloop achter en 7 versnellingen. Let op! Bij elektrische aandrijving vervalt de terugtraprem.

	Art.nr.	Aandrijving bijrijder	Prijs €
<b>S</b>	490000	Voorste pedalen met vaste overbrenging	-
	490001	Voorste pedalen met vrijloop	276
	490002	Voorste pedalen met inschakelbare vrijloop	566

	Art.nr.	Sturen bijrijder	Prijs €
<b>S</b>	490004b	Kinderstuur	-
	401417b	V-model stuur, hoog	-

	Art.nr.	Overige stuur toebehoren bijrijder	Prijs €
<b>S</b>	401604b	Fietsbel, standaard zwart	-
	426827b	Fietsbel, type Decibel	-
	432686b	Kindermodel fietsbel	-
	426959b	Rotatiebel	13

## De tandem Copilot 3-24 nog persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2021 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

# Prijslijst/ bestelbon Copilot 3-24

Art.nr.	Zadels bijrijder	Prijs €
<b>S</b> 427175b	Kindermodel zadel, Selle Royal	-
401637b	Velo Plush zadel	-
402860b	Comfort gelzadel, unisex	62
418265b	Breed zadel	62
426897b	Bananenzadel (niet geschikt i.c.m. T-zadelpen)	44
418266b	Puch zadel	90

Art.nr.	Zadelpennen bijrijder	Prijs €
<b>S</b> 409041b	Aluminium zadelpen, lengte 250 mm (binnenbeenlengte 550*-730 mm)	-
409033b	Aluminium zadelpen, lengte 350 mm (binnenbeenlengte 625-825 mm)	-
401592b	T-zadelpen, lengte 300 mm (binnenbeenlengte 620-780 mm)	67
490020b	Zadelpen met 5 cm verlagen (montage op het frame) (binnenbeenlengte 500*-550 mm)	61

\* De opgegeven lengte is mogelijk i.c.m. crankverkorters

Art.nr.	Romp ondersteuning	Prijs €
400011	Rugsteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte)*	225
409012	<b>S</b> - Zadelpen t.b.v. adapter rugsteun**	58
490021	<b>S</b> - Adapter t.b.v. montage ruggesteun op frame (niet geschikt i.c.m. bananenzadel)	57
400013	Rugsteun en lendesteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte)*	286
409012	<b>S</b> - Zadelpen t.b.v. adapter rugsteun**	58
490021	<b>S</b> - Adapter t.b.v. montage ruggesteun op frame (niet geschikt i.c.m. bananenzadel)	57

\* Bij toepassing van deze steun dient onderstaande zadelpen of adapter mee besteld te worden.

\*\* Bij toepassing van deze zadelpen vervalt de normale zadelpen. De benodigde binnenbeenlengte wordt bij toepassing van deze zadelpen 5 cm langer.

Art.nr.	Pedalen bijrijder	Prijs €
<b>S</b> 401645	Pedalen set	-
426994	Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set	38
426929	Voorvoetsteun, links (toeclip)	23
426930	Voorvoetsteun, rechts (toeclip)	23

Art.nr.	Voetopvang	Prijs €
426934	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	86
426935	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (17 x 6 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	86
426936	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	103
426937	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (19 x 7 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	103
426938	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	110
426939	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (22 x 8 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	110
426940	Voetbakje kunststof links, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	110
426941	Voetbakje kunststof rechts, met neus- en hielband (24 x 9 cm) (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	110
426942	Instelbare voetbak metaal, links onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)	121
426943	Instelbare voetbak metaal, rechts onbreekbaar (toepasbaar i.c.m. pedaalasverlenger)	121

De tandem Copilot 3-24 persoonlijker maken? Speciale aanpassingen zijn mogelijk op aanvraag!

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW. De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2021 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.

# Prijslijst/ bestelbon Copilot 3-24

Art.nr.	Voetopvang, vervolg	Prijs €
426986	Pedaalasverlenger, links	57
426987	Pedaalasverlenger, rechts	57
432750	Balansgewicht voor voetbak/ voorvoetsteun, links	89
432751	Balansgewicht voor voetbak/ voorvoetsteun, rechts	89
426975	Crankverkorter set (verkleint binnenbeenlengte met 2,5 cm of 5 cm)	37

Art.nr.	Sturen bestuurder	Prijs €
<b>S</b> 401417h	V-model stuur, hoog	-
401424h	Sportief licht gebogen stuur, zwart	19

Art.nr.	Stuurpennen bestuurder	Prijs €
<b>S</b> 426806h	Stuurpen, lengte 300 mm	-
406142	Ergonomische stuurpen met snelspanner	104

Art.nr.	Overige stuur toebehoren bestuurder	Prijs €
<b>S</b> 401604h	Fietsbel, standaard zwart	-
426827h	Fietsbel, type Decibel	-
426961h	Achteruitkijkspiegel	35

Art.nr.	Zadels bestuurder	Prijs €
<b>S</b> 401637h	Velo Plush zadel	-
402860h	Comfort gelzadel, unisex	62
418265h	Breed zadel	62
426837h	Dames zadel, leder uitvoering	158
426836h	Heren zadel, leder uitvoering	158
426830h	Rokzadel	44

Art.nr.	Zadelpennen bestuurder	Prijs €
<b>S</b> 409033h	Zadelpen aluminium, 350 mm (binnenbeenlengte 710-900 mm)	-
432059h	Verende zadelpen, 350 mm (binnenbeenlengte 710-900 mm)	51
401591h	Zadelpen T-model, 400 mm (binnenbeenlengte 710-950 mm)	67

Art.nr.	Stokhouders	Prijs €
400130	Stokhouder, twee krukken (éénhandig bedienbaar)	141
400131	Stokhouder, één kruk (éénhandig bedienbaar)	96

Art.nr.	Overige aanpassingen	Prijs €
400055	Fietscomputer (weergave snelheid, dagteller en kilometerstand)*	85
400132	Veiligheidsslot AXA Solid	37
400092	Anti-kiepsteun	114

\* Deze optie is inbegrepen bij de Copilot 3-24 met elektro ondersteuning.

Datum van de bestelling

\_\_\_\_\_

Handtekening/stempel

Totaal €

BTW 9%

Totaal € incl. BTW

