

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font in a dark grey color, set against a bright yellow background that is part of a diagonal banner.A circular yellow badge with the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIJ!' in a bold, uppercase, sans-serif font.

AANGEPASTE KINDERFIETS AT-SERIE

Vrolijk & veilig voor kinderen

Speciaal ontwikkelde fiets voor kinderen

Ben je op zoek naar een kinderfiets die meer stabiliteit of ondersteuning biedt? Met de aangepaste AT fiets kan jouw kind lekker fietsen zonder moeite. Buiten spelen, op de fiets naar school en spelen met vriendjes? Het kan makkelijk! Dankzij de brede opstapconstructie is het op- en afstappen nog eenvoudiger. Tevens is de aangepaste kinderfiets geheel op de wensen en omstandigheden van jouw kind af te stemmen. Zo kan de eenvoudig wendbare fiets in alle hippe, stoere en vrolijke RAL kleuren geleverd worden. Jouw kind kan met plezier fietsen en hoeft verder nergens aan te denken!

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat onze kinderfietsen voorzien zijn van de beste materialen en optimaal comfort. We hebben twee types die speciaal zijn ontwikkeld voor twee leeftijdsgroepen, namelijk de AT-A (tot en met ongeveer 5 jaar) en de AT-B fiets (vanaf ongeveer 5 jaar tot en met 9 jaar).

De AT fiets is standaard voorzien van o.a. een gesloten moderne kettingkast, licht bedienbare Rollerbrake handremmen, anti-lekbanden en een lage- en brede opstaplaar. De AT-B is tevens voorzien van verlichting en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Verkrijgbaar in twee maten: AT-A en AT-B.
- ✔ Veilig op- en afstappen en eenvoudig wendbaar, vanwege de driewielconstructie en het lage zwaartepunt.
- ✔ Lichtlopende fiets met een stabiele wegligging.
- ✔ Dankzij de brede opstapconstructie, is het op- en af te stappen nog eenvoudiger.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en voorvork. Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De ATB is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt met drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een duwstang, heupsteunen,

rompsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op de kinderfiets. Speciale behoeften zijn een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De AT is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een ander zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler AT-A wordt standaard geleverd in het lichtblauw (RAL5024). De driewieler AT-B wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- felblauw (RAL5015)
- roze (RAL3014)

De AT nog persoonlijker maken met bijvoorbeeld de lievelingskleuren van jouw kind? Dat kan! We kunnen de AT kinderfiets in elke hippe, stoere en/ of vrolijke RAL kleur maken.



De 10 belangrijkste specificaties

| Technische specificaties | ATA | ATB |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lengte in mm | 1140 | 1360 |
| Breedte in mm | 540 | 625 |
| Gewicht in kg | 17 | 24 |
| Cranklengte in mm | 90 | 110 |
| Binnenbeenlengte in mm | 380-490 | 470-650 |
| Instapruimte frame in mm | 300 | 340 |
| Instaphoogte frame in mm | 145 | 260 |
| Maximale belasting in kg | 40 | 60 |
| Bandenmaat voor inch / ETRTO | 16 x 1,75/ 47-305 | 20x 1,75/ 47-406 |
| Bandenmaat achter inch / ETRTO | 12 x 1,95/ 50-203 | 16 x 1,75/ 47-305 |

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de AT kinderfiets en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!

