



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

DOWNLOAD
DE HUKA APP

om de City virtueel in
ware grootte te bekijken
in jouw ruimte!

DRIEWIELER CITY

De sportieve Dutch design stadsfiets

Een lichtgewicht fiets met stabiliteit

De driewieler City is voorzien van een eigentijdse look van Dutch Design met nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig gebruik. De zeer lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op en af kunt stappen. Tevens is driewieler geheel op jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De City maakt je mobieler en onafhankelijk!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort.

De driewieler City is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, hydraulische beremming, anti-lekbanden en een veiligheidsslot (AXA solid). Vanwege het grote instelbereik van het zadel kan een optimale zithouding aangenomen worden. De lichtlopende City is ook geschikt voor lange(re) fietsers, vanwege de vergrote cranklengte.

- ✔ Uiterst stabiel, veilig en wendbaar door het differentieel en lage zwaartepunt.
- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning en verkrijgbaar in twee maten.
- ✔ Zeer lage instaphoogte (19 cm), waardoor het op- en afstappen gemakkelijk gaat.
- ✔ Voorzien van hydraulische schijfremmen achter (weinig kracht benodigd om te kunnen remmen).
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en voorvork.
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De City is met trapondersteuning (PAS-vario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een rugsteun, diverse voetfixaties etc.

leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets.

Accessoires & opties

De City is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een terugtraprem, een terugtrapautomaat of een 8 versnellingsnaaf? Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler City wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- Mat lichtgrijs (RAL7047).
- Mat azuurblauw (RAL5009).

Jouw City nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de City voor jou in elke gewenste RAL kleur leveren.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	City, size M	City, size L
Lengte in mm	1675	1675
Breedte in mm	785	785
Gewicht in kg	25	26
Cranklengte in mm	170	170
Binnenbeenlengte in mm	660 - 880	790 - 980
Instaplengte frame in mm	570	570
Instaphoogte frame in mm	190	190
Maximale belasting in kg	130	130
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	24 x 1,75/ 47-507	24 x 1,75/ 47-507
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,75/ 47-406	20 x 1,75/ 47-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoers-middelen naar Dutch design. Meer weten over de City en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!