



huka



**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!**

TANDEM COPILOT 3

Stabiel op- en afstappen met drie wielen

Extra veilig en stabiel met de passagier voorop

Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een beweeglijke passagier of een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel? Ervaar de tandem Copilot 3. Dankzij de twee wielen heb je de juiste balans en ondersteuning die voor deze passagier benodigd is. Geschikt voor volwassenen en kinderen! Met behulp van het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen en heeft de passagier een stuur voor het houvast. De Copilot 3 is licht fietsend en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Het is een tandem om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen!

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. De Copilot 3 is licht fietsend en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Zo zit de begeleider, die achterop plaatsneemt, hoger dan de passagier om een goed overzicht over het verkeer te houden. Optioneel kan de begeleider bepalen of de passagier actief meetrapt of niet.

De tandem Copilot 3 is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-lekbanden en een AXA kabelslot.

- ✔ Uiterst stabiel door de twee wielen voor, zodat er extra veilig gefietst kan worden met een beweeglijke passagier of een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel.
- ✔ Verkrijgbaar in twee modellen: begeleider-volwassene & begeleider-kind.
- ✔ Standaard voorzien van een afneembaar en kantelbaar voorframe, waardoor je gemakkelijker kunt opstappen en de fiets compacter kunt stallen.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame.
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De Copilot 3 is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals

heupsteunen, rompsteunen, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties

De Copilot 3 is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De tandem Copilot 3-24 (bijrijder voorop, kind vanaf 4 jaar) is leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

De tandem Copilot 3-26 (volwassen bijrijder voorop) is leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 3-24		Copilot 3-26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte totaal in mm	2040-2080		2150	
Breedte totaal in mm	890		890	
Gewicht in kg	30		31	
Cranklengte in mm	150	170	150	170
Binnenbeenlengte in mm	500-780	710-900	690-970	850-990
Zadelhoogte tot grond in mm	620-870	770-940	860-1000	940-1080
Maximale belasting in kg	100	80	200	
Bandenmaat ETRTO	47-406	47-507	47-406	47-559
Versnellingen	8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)			

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Copilot 3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!