

huka




Technische gegevens Diaz

	Standaard versie
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating
Wielen	aluminium velg met RVS spaken
Banden	Schwalbe, anti-lek
Verlichting	LED batterij verlichting voor en op accu achter
Bel	sportieve- en licht bedienbare bel
Spatborden	slag- en vormvast kunststof
Kettingbescherming	gesloten kunststof kettingkast
Stuur	metalen stuur, ergonomisch met snelspanner
Zadel	Velo Plush, in hoogte verstelbaar
Zadelpen	zadelpen 350 mm
Pedalen	metaal met anti-slip
Remmen	schijfremmen voor, terugtraprem achter
Versnellingen	5-versnellingsnaaf met terugtraprem
Fietsdeel	Afkoppelbaar
Rolstoeldeel*	Diverse zit opties mogelijk
Deelbaar frame	standaard met snelkoppeling
Slot	AXA kabelslot
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties

*Inclusief in hoogte verstelbare en wegzwenkbare voetenplank, wasbare polstering en bekkenband.

	Fietsdeel	Rolstoeldeel
Lengte totaal in mm (H)	2350	
Breedte totaal in mm (M)	760	
Gewicht in kg	74	
Maximale belasting totaal in kg	240	
Maximale belasting in kg	120	150
Cranklengte in mm	170	
Binnenbeenlengte in mm (F) (D)	770-980	490-750
Zadelhoogte tot grond in mm	820-1030	
Instapdiepte in mm	450	
Instaphoogte in mm	390	
Stuurhoogte in mm (G)	1020-1200	
Zitbreedte (instelbaar) in mm (A)	450	
Zitdiepte in mm (B)	430-540	
Rughoogte in mm (C)	480-550	
Bandenmaat in ETRTO	47-559	55-406
Bandenmaat in inch	26 x 1,75	20 x 2,15
Bandenmaat zwenkwiel	200 x 50	



Garantie

Huka hanteert standaard 5 jaar garantie op het frame en de voorvork. Registreer je jouw fiets via www.huka.nl/garantie, dan kom je in aanmerking om 10 jaar garantie te ontvangen op deze delen. Daarnaast heb je 2 jaar garantie op de accu en andere onderdelen (m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen). Meer informatie over de garantie van de Diaz vind je op www.huka.nl/garantie.

Mogelijkheden alternatieve onderdelen

De Diaz is voorzien van een aantal standaard onderdelen. Optioneel zijn deze te vervangen door een alternatief. De alternatieve onderdelen vind je terug op de prijslijst.

Het geleverde product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 www.huka.nl