

The Huka logo is a yellow diamond shape with the word 'huka' written in a bold, lowercase, sans-serif font.

Technische gegevens Classic MAXX2 (smalle versie)

	Standaard versie
Materiaal chassis	metalen frame met alu gietcomponenten
Bekapping	kunststof bekapping, standaard rood
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating
Wielen	aluminium velgen 16"
Banden	voor 80/80-16, achter 145/70
Verlichting	voor en achter met knipperlichten + remlicht
Zitting	kunstleder zitting met opklapbare armleuningen
Vering	voorvork geveerd, achterwielen onafh. geveerd
Stuur	metaal, in hoek verstelbaar
Remmen	motorrem, trommelremmen voor- en achter
Motor	3-fasen asynchroon, 900 Watt, piek 3,7 kW
Elektronica	Curtis 200A
Accu's	2 stuks 12 volt, Li-Ion 100Ah
Opties	zie prijslijst voor verschillende opties
Garantie	2 jaar, m.u.v. slijtage gevoelige onderdelen

	Standaard versie
Lengte totaal in mm (A)	2000
Breedte totaal in mm	810
Hoogte totaal in mm	1250
Gewicht incl. accu's in kg	225
Zitbreedte in mm	650
Zitdiepte in mm	430
Rughoogte in mm	560
Zithoogte zitkussen - grond in mm	700
Zithoogte zitkussen - vloerplaat in mm	500
Band/ velgmaat voor	80/80-16
Band/ velgmaat achter	145-70 R13
Actieradius in km	40-50
Maximale snelheid km/h	15
Maximale belastbaarheid (kg)	220
Stijgingspercentage in %	30
Draaicirkeldiameter in mm	3720

We innoveren en optimaliseren continu onze fietsen en andere vervoersmiddelen, zodat jouw Huka voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Hierdoor kan het geleverde product afwijken van de getoonde afbeeldingen. De getoonde accessoires zijn niet inbegrepen. Drukfouten voorbehouden.