

The Huka logo is a yellow diamond shape with the word 'huka' written in a dark grey, lowercase, sans-serif font.A yellow circular badge with the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIJ!' in a bold, black, uppercase, sans-serif font.A dark grey circular badge with the text 'DOWNLOAD DE HUKA APP' in a bold, white, uppercase, sans-serif font.

om de Copilot virtueel in  
ware grootte te bekijken  
in jouw ruimte!

TANDEM COPILOT

## Geschikt voor kinderen & volwassenen

### Plezier voorop. Voor de beste fietsbeleving!

Zoek je een tandem waarbij de passagier de meeste fiets beleving heeft en de bestuurder de meeste controle? Ervaar de tandem Copilot! Het is de ideale oplossing wanneer je nog wilt fietsen, maar dit zelfstandig niet (meer) mogelijk is. De Copilot geeft beide fietsers de vrijheid en controle die je wenst. Bij de tandem Copilot zit de begeleider achterop in plaats van voorop. Zo heeft de begeleider altijd goed zicht op de passagier. De tandem is daarnaast aan te passen aan jullie specifieke voorkeuren en wensen. Kortom met de tandem Copilot ga je samen probleemloos fietsen!

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de passagier om een goed overzicht op het verkeer te houden. De Copilot is een stabiele licht fietsende tandem, mede dankzij de frame constructie en bredere anti-lekbanden. De Copilot 26 is tevens uitgerust met een geveerde voorvork en zadelpen die zorgen voor extra fietscomfort.

De tandem Copilot is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare hydraulische handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-lekbanden en een AXA kabelslot.

- ✔ De passagier ervaart de meeste fietsbeleving die zich aan de voorzijde bevindt. De begeleider heeft de meeste controle die zowel het zicht heeft op het verkeer als de passagier.
- ✔ Zowel de mee-stuur-functie als de mee-trap-functie is voor de passagier instelbaar.
- ✔ Verkrijgbaar met- en zonder elektro ondersteuning (Bafang) in twee modellen: begeleider-kind (24") & begeleider-volwassene (26").
- ✔ 10 jaar garantie op het frame.  
Na registratie op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).

## Elektro ondersteuning

De Copilot is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

## Maak jouw Copilot persoonlijk

Het is mogelijk om de tandem aan te passen aan jullie persoonlijke situatie. Naast de extra

ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen etc. is de Copilot uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

## Kleuren

De tandem Copilot 24 (bijrijder voorop, kind vanaf 4 jaar) en de tandem Copilot 26 (volwassen bijrijder voorop) zijn

leverbaar in het wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



## De belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 24		Copilot 26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte in mm	2470		2580	
Breedte in mm	550	630	650	
Gewicht in kg	29		31	
Cranklengte in mm	150	170	170	
Binnenbeenlengte in mm	410-790	710-940	560-960	770-930
Zadelhoogte tot grond in mm	640-770	810-990	810-1020	900-1060
Maximale belasting in kg	180		180	
Bandenmaat ETRTO	47-507	47-507	47-559	47-559
Versnellingen	8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)			

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design. Meer weten over de Copilot en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!