

The logo for 'huka' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and set against a yellow, diamond-shaped background that is tilted to the right.A yellow circular badge with a white border containing the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIJ!' in a bold, uppercase, sans-serif font.A photograph of two children riding their bikes on a dirt path in a park-like setting. A girl in a red patterned dress is on the left, and a boy in a blue jacket is on the right. The path is lined with a wooden fence and trees in the background.

AANGEPASTE KINDERFIETS AT-SERIE

Vrolijk & veilig voor kinderen

Speciaal ontwikkelde fiets voor kinderen

Ben je op zoek naar een kinderfiets die meer stabiliteit en ondersteuning biedt? Met de aangepaste AT fiets kan jouw kind lekker fietsen zonder moeite. Buiten spelen, op de fiets naar school en spelen met vriendjes? Het is mogelijk! Dankzij de brede opstapconstructie is het op- en afstappen nog eenvoudiger. Tevens is de aangepaste kinderfiets geheel op de wensen en omstandigheden van jouw kind af te stemmen. Zo kan de eenvoudig wendbare fiets in alle hippe, stoere en vrolijke RAL kleuren geleverd worden. Jouw kind kan zorgeloos met plezier fietsen!

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat onze kinderfietsen voorzien zijn van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. We hebben twee types die speciaal zijn ontwikkeld voor twee leeftijdsgroepen, namelijk de AT-A (tot en met ongeveer 5 jaar) en de AT-B fiets (vanaf ongeveer 5 jaar tot en met 9 jaar).

De AT fiets is standaard voorzien van o.a. een gesloten moderne kettingkast, licht bedienbare Rollerbrake handremmen, anti-lekbanden en een lage- en brede opstaplaats. De AT-B is tevens voorzien van verlichting en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Verkrijgbaar in twee maten: AT-A en AT-B.
- ✔ Veilig op- en afstappen en eenvoudig wendbaar, vanwege de driewielconstructie en het lage zwaartepunt.
- ✔ Lichtlopende fiets met een stabiele wegligging.
- ✔ Dankzij de brede opstapconstructie, is het op- en afstappen nog eenvoudiger.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en voorvork.
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De AT-B is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt met vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw AT fiets persoonlijk

Met de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een duwstang, heupsteunen,

rompsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we persoonlijke aanpassingen toepassen op de kinderfiets. Speciale behoeften zijn een uitdaging voor ons!

De AT is daarnaast uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een ander zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler AT-A wordt standaard geleverd in het lichtblauw (RAL5024). De driewieler AT-B wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- felblauw (RAL5015)
- roze (RAL3014)

De AT nog persoonlijker maken met bijvoorbeeld de lievelingskleuren van jouw kind? Dat kan! We kunnen de AT kinderfiets in elke hippe, stoere en/ of vrolijke RAL kleur maken.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	ATA	ATB
Lengte in mm	1140	1360
Breedte in mm	540	625
Gewicht in kg	17	24
Cranklengte in mm	90	110
Binnenbeenlengte in mm	380-490	470-650
Instapruimte frame in mm	300	340
Instaphoogte frame in mm	145	260
Maximale belasting in kg	40	60
Bandenmaat voor inch / ETRTO	16 x 1,75/ 47-305	20x 1,75/ 47-406
Bandenmaat achter inch / ETRTO	12 x 1,95/ 50-203	16 x 1,75/ 47-305

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design. Meer weten over de AT kinderfiets en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!