



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

AT-A

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instaphoogte met opstapplaat.
- ✓ Trommelrem en V-brake op voorwiel.
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Beschikbaar met diverse (versnellings)naven.
- ✓ Gesloten kettingkast. en afgeschermd aandrijving.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.

Kleuren

- Zijdeglans blauw (RAL 5024).
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

RAL
5024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Voetbakjes
- Heup- en rugsteun
- Duwbeugel
- Bananenzadel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de AT-A of configureer jouw AT-A via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	17
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Zadelpen	vast aluminium
Stuurpen	ergonomisch verstelbaar
Achterwielen	12,5"
Voorwiel	16"
Banden	Schwalbe

Maatvoering

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (H)	1140
Breedte in mm	540
Framemaat in mm	225
Binnenbeenlengte in mm (X)	310-490
Maximale belasting in kg	40
Cranklengte in mm	90

