



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

Copilot 3

Standaard uitvoering

- ✓ Bestuurder achter, passagier voorop.
- ✓ Licht bedienbare hydraulische remmen.
- ✓ Extra stabiel met twee wielen aan voorzijde.
- ✓ Optioneel meetrappen.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting, voor- en achter.
- ✓ Beschikbaar met diverse (versnellings)naven.
- ✓ Gesloten kettingkast.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ Twee maatvoeringen.
- ✓ Afneembaar gedeelte voorzijde

Kleuren

- Zijdeglans zijdeglans wit (RAL 9016).
- Zijdeglans Parelgris (RAL9023).
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).


RAL
9016

RAL
9023

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere types zadel
- Rugsteunen
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Copilot 3 of configureer jouw Copilot 3 via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg

Copilot 3-24

30

Materiaal frame

anti-corrosie behandeld staal

Afwerking

buitenkwaliteit epoxy poedercoating
(minder milieubelastend)

Zadelpen voor

vast aluminium, meerdere maten

Zadelpen achter

vast aluminium

Stuurpen

ergonomisch, verstelbaar

Achterwiel

24"

Voorwielen

20"

Banden

Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Copilot 3-26

31

anti-corrosie behandeld staal

buitenkwaliteit epoxy poedercoating
(minder milieubelastend)

vast aluminium, meerdere maten

verend

ergonomisch, verstelbaar

26"

20"

Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Maatvoeringen

Onderdeel	Copilot 3-24	Copilot 3-26
Lengte totaal in mm (H)	2040-2080	2150
Framemaat voor in mm	385	510
Framemaat achter in mm	460	515
Binnenbeenlengte voorzijde in mm (A)	500-780	690-970
Binnenbeenlengte achterzijde in mm (B)	710-900	850-990
Instaphoogte voorzijde in mm (G)	400	400
Maximale belasting in kg	180	200
Cranklengte in mm voor	150	150
Cranklengte in mm achter	170	170

Trapondersteuning (optioneel)

Motor	Bafang achterwielmotor 65 Nm
Accu	Bafang 43V, 750Wh afsluitbaar en uitneembaar
Sensor	kracht (Torque)
Display	groot, monochroom
Gewicht	totaal 9 kg

