

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE
City (WMO & WLZ)

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instaphoogte.
- ✓ Met parkeerrem op stuurpen.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting.
- ✓ AXA veiligheidsslot.
- ✓ Gesloten kettingkast en afgeschermd aandrijving
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel
- ✓ Leverbaar in twee maatvoeringen.

Kleuren


- Mat lichtgrijs (RAL7040)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

RAL
7047

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere types zadel
- Rugsteunen
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de City (WMO & WLZ) of configureer de City via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	26 (zonder trapondersteuning)
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Zadelpen	vast aluminium, optioneel verend (lengte 350 mm)
Stuurpen	ergonomisch, verstelbaar
Achterwielen	20"
Voorwiel	24"
Banden	Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Trapondersteuning (optioneel)

Motor	Bafang voorwielmotor 65Nm
Accu	Bafang 43V, 450 Wh, optioneel 750 Wh afsluitbaar en uitneembaar
Sensor	kracht (Torque) of beweging (Speed)
Display	monochroom
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (H)	1675
Framemaat in mm	450 (maat M), 580 (maat L)
Breedte in mm	785
Binnenbeenlengte (maat M) in mm (B)	660-880
Binnenbeenlengte (maat L) in mm (B)	790-980
Maximale belasting in kg	130
Cranklengte in mm (A)	170
Instaphoogte (E)	190