

# ORTHROS 2019/2023

## ONDERDELENPRIJSLIJST 2024

De onderdelen die je aantreft in dit overzicht zijn de meest voorkomende onderdelen van de Orthros. Deze zijn onderverdeeld in categorieën. Ben je op zoek naar accessoires of alternatieve onderdelen die je niet terugvindt in dit overzicht? Raadpleeg dan de reguliere prijslijst.



Art.nr.	Frame	Prijs €
404330	Adapter stuurstangexpander, Orthros	59,50
404615	Afdekkap versnellingsnaaf, zwart, Orthros	83,50
404601K	Basisframe Orthros, RAL kleur naar wens	1996,00
404601W	Basisframe Orthros, wit (RAL9016)	1908,00
404601Z	Basisframe Orthros, zwart, (RAL9005) met structuur	1908,00
404329	Binnenbalhoofdbuis, links, Orthros	107,00
404399	Expander klemdeel M8 x 25 mm	1,85
404367K	Voorvork 24", RAL kleur naar wens	107,00
404367W	Voorvork 24", wit (RAL9016)	105,00
404367Z	Voorvork 24", zwart (RAL9005) met structuur	105,00

Art.nr.	Kettingkastdelen	Prijs €
404321	Afdekscherm midden Orthros, links boven, zwart	21,50
404322	Afdekscherm midden Orthros, links onder, zwart	21,50
404323	Afdekscherm midden Orthros, rechts boven, zwart	21,50
404324	Afdekscherm midden Orthros, rechts onder, zwart	21,50
404384	Kettinggeleider Orthros nylon, zwart	21,50
404361	Kettingkast set Orthros links, zwart	107,00
404360	Kettingkast set Orthros rechts, zwart	107,00

Art.nr.	Afmontage	Prijs €
404427	Slothouder op V-brake	26,50
406234	Spatbord achter 20", mat zwart	26,50
406231	Spatbord voor 24", mat zwart	26,50
406208	Spatborddrager achter, zwart	38,50
426763	Spatbordsteun voor	11,00
406330	Spatbord links achter incl. houder	36,00
406331	Spatbord rechts achter incl. houder	36,00
426582	Veiligheidsslot AXA Solid	38,50
497024	Anti-slip plakstrip	9,95
445041	Insteekdop rond, 35 mm, zwart	0,40
451161	Insteekdop rond, 40 mm, bol, zwart	3,10
426761	Kabelklem dubbel, zwart	1,50
496117	Sticker www.huka.nl, geel	4,10

Art.nr.	Aandrijving	Prijs €
404339	Aandrijf-as Orthros voorzijde, zwart	166,00
404550	Achteras links, met spline, Orthros	42,50
404551	Achteras rechts, met spline, Orthros	42,50
404359	As kettingspanner, achter, Orthros	16,50
404320	Asstomp vooras, Orthros	12,50
410204	Borgmoer M8 vz	0,60

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW.

De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle voorgaande onderdelen prijslijsten.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

# ORTHROS 2019-2023 ONDERDELENPRIJSLIJST 2024

Art.nr.	Aandrijving - vervolg	Prijs €
404396	Buiten kabel, 126 cm, vrijloopnaaf NFX Orthros	5,95
480796	Contramoeer B.S.A. (op differentieel)	6,90
426513	Crankstel 30T 150 mm, zwart	53,00
406405	Differentieel, met spline	118,00
406217	Flenslager achteras incl. klemschalen	11,50
435083	Gripshift 3 versnellingen, Sturmey Archer (t.b.v. schakelbare vrijloop)	22,50
431223	Gripshift Shimano Nexus 8 versnellingen	53,00
404426	Ketting geleidewiel voor kettingspanner	10,50
480771	Kettingspanner lengte 55 mm, per set	3,00
404325	Kettingspanner Orthros voor blank, verzinkt	17,00
401689	Kettingwiel 21T 3/32, opsteek	9,95
497052	Kettingwiel 29T Shimano Nexus 8 versnellingen	35,00
404348	Kettingwiel 22T opsteek	8,75
451439	Kogellager 6300 2RS (t.b.v. achteras)	11,00
464065	Moerkap M8, zwart	0,60
404395	Montageset NFX naaf Sturmey Archer	33,00
404428	O-ring t.b.v. ketting geleidewiel	1,30
401645L	Pedalen set, standaard	19,50
426808	Rijwielketting 1/2 x 1/8 Simplex, per meter (0,5 m benodigd)	8,30
408058	Rijwielketting 1/2 x 3/32, verzinkt, per meter (2,1 m benodigd)	12,00
409805	Schakeleenheid Shimano Nexus 8 versnellingen	19,00
404371	Schakelnaaf, NFX Sturmey Archer (t.b.v. schakelbare vrijloop)	144,00
410227	Slotbout M8 x 20 vz	0,70
410110	Sluistring M8 vz	0,15
480844	Sluitschakel 1/2 x 1/8, Simplex	2,50
408059	Sluitschakel 1/2 x 3/32, verzinkt	3,10
480797	Tandwiel opschroef 19T (op differentieel)	12,00
411653	Trapas 119 mm (bij zonder trapondersteuning en rijder)	26,50
404200VM	Versnellingsnaaf Shimano nexus 8 terugtrapremautomaat (naaf set)	644,00
406120VM	Versnellingsnaaf Shimano nexus 8 vrijloop (naaf set)	270,00

Art.nr.	Beremming	Prijs €
406266L	Hydraulische schijfremset, Bengal, bediening rechts	215,00
406311	Knelring hydraulische slang, Bengal	0,60
406312	Naaldkoppeling hydraulische slang, Bengal	0,90
406315	Navulset mineral hydraulische rem, Bengal	31,00
406153	Parkeerrem, bediening omhoog	58,00
408413	Remblokset Shimano V-brake	16,50
406310	Remblokken, Bengal (set)	15,50
406254	Remgreep links, zwart, Saccon	21,00
404400	Remkabelset voorrem, Orthros	10,00
406316	Remschijf 160 mm, Bengal	35,50
401528	V-brake Shimano S65T, zwart	50,50
435063	V-brake pijp haaks	2,05

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW.

De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle voorgaande onderdelen prijslijsten.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.



# ORTHROS 2019-2023 ONDERDELENPRIJSLIJST 2024

Art.nr.	Stuur inrichting	Prijs €
409302	Balhoofdstel 1 1/8", zwart (t.b.v. voorvork)	28,00
426811	Balhoofdstel 1", zwart (t.b.v. stuurhuis)	20,00
426827L	Fietsbel, type Decibel	11,50
433012	Handvat links, zwart (bestuurder)	6,50
433013	Handvat rechts, zwart (bestuurder)	6,50
412869	Handvat rubber, zwart (bijrijder)	3,85
404374	Stangkoplager M8, rechts, male met moer	15,50
490004L	Stuur bestuurder, Orthros	20,00
404406L	Stuur bijrijder, Orthros	28,50
426873	Stuurpen ergonomisch Ø22.2 mm, zwart	45,00
406220	Stuurpen 22.2mm naar A-head (tbv verstelbare stuurpen)	49,00
426873	Voorbouw transx a-head (tbv verstelbare stuurpen)	91,00
404327	Stuurstang, zwart, Orthros (excl. stangkoplagers)	43,00

Art.nr.	Zitgedeelte	Prijs €
404269	4-punts fixatieband, Orthros	107,00
404621	Afstandsbus zitting nylon, Orthros, zwart	8,30
404375	Armlegger PU foam, zwart	35,00
404626	Armsteun frame Orthros	87,00
404375	Armsteun adapter Orthros	112,00
406258	Draaiplateau stoel	63,50
404613	Montageplaat bekkengordel, Orthros	29,00
404610	Montageplaat stoelslede, Orthros	72,00
404612	Montageplaat zitting, Orthros	75,50
404382	Rugkussen skai, Orthros, skai	73,00
404257	Rugkussen Ventisit	76,50
404620	Stoelslede set Orthros II	36,50
404264	Veiligheidsgordel metalen sluiting	52,50
404381	Zitkussen skai, Orthros, zwart	109,00
404256	Zitkussen Ventisit	110,00
404369	Zitschelp Orthros, zwart	111,00

Art.nr.	Verlichting	Prijs €
435143	Achterlicht LED met batterij (spatbordbevestiging)	23,00
432976	Koplamp led met batterij, Contec HI-186	33,00
401624	Koplampbeugel	4,25
406293	Reflector wit, rond 55 mm	11,00

Art.nr.	Wielen en banden	Prijs €
406420	Achterwiel 20", links spline Big Ben Plus (55-406)	173,00
406421	Achterwiel 20", rechts spline Big Ben Plus (55-406)	173,00
406400	Achterwielnaaf, zwart, met spline	73,00
406401	Afdekdop achterwielnaaf, zwart	2,95
401346	Biba 20" Schwalbe DV (47-406)	8,65
401350	Biba 24" Schwalbe DV (40/55-507)	8,65
406303	Buba 20" Schwalbe Big Ben Plus (55-406)	63,50
406302	Buba 24" Schwalbe Big Ben Plus (55-507)	71,00

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW.

De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle voorgaande onderdelen prijslijsten.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.



# ORTHROS 2019-2023 ONDERDELENPRIJSLIJST 2024

Art.nr.	Wielen en banden - vervolg	Prijs €
401702	Naaf voorwiel Shimano TX500, zwart	32,00
435067	Nippel spaak 13G	0,10
426627	Spaak RVS 13x178 (achterwiel)	0,90
401762	Spaak RVS 13x230 RVS (voorwiel)	0,90
406227	Velg 20"(406) X-plorer, zwart (achterwiel)	35,00
426506	Velg 24" (507) X-plorer, zwart (voorwiel)	36,50
426530	Velglint Schwalbe 15 mm textiel, per rol	28,50
407205	Voorwiel 24" TX500 Big Ben Plus (55-507)	212,00

Art.nr.	Electro	Prijs €
409853	Accupack Heinzmann 36V - 14Ah Li-Ion	1250,00
401350	Biba 24" Schwalbe DV (40/55-507)	8,65
406302	Buba 24" Schwalbe Big Ben Plus (55-507)	71,00
409834	Controllerbox Direct Power, voorwiel, Thun	650,00
09848	Controllerboxslot Direct Power incl. 2 sleutels	85,00
09883	Service adapterkabel Direct Power	145,00
09864	Accu-connector in controllerbox Direct Power	90,00
09885	Behuizing incl. slot, accuslede tbv controlebox	175,00
409836	Display Direct-Power, zwart	215,00
409835	Lader Direct Power 42V - 2A	135,00
409895	Motorfixatie Direct Power	58,00
435067	Nippel spaak 13G	0,10
401753	Spaak 13 x 135 RVS (voorwiel met motor)	0,90
409814	Trapas torque sensor Thun direct power, 123 mm	302,00
426506	Velg 24" (507) X-plorer, zwart	36,50
426530	Velglint Schwalbe, 15 mm, textiel (per rol)	28,50
409846	Verlengkabel, 1200 mm, THUN sensor Direct Power	52,50
404622	Voorwiel 24" Direct Power Big Ben Plus (55-507)	914,00
409830	Voorwielmotor 250W Direct Power, zwart	806,00

De genoemde prijzen zijn franco in Nederland en exclusief 9% BTW.

De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle voorgaande onderdelen prijslijsten.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

