

**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!****DOWNLOAD
DE HUKA APP**om de Diaz virtueel in
ware grootte te
bekijken in jouw
ruimte!

FIETS & ROLSTOEL IN EEN

Rolstoelfiets Diaz

Comfortabel samen eropuit in de buitenlucht

Ben je afhankelijk van de rolstoel en wil je graag samen van de buitenlucht genieten? De rolstoelfiets Diaz met Dutch Design brengt je waar je naartoe wilt en is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Dankzij de uitgekiende constructie en onafhankelijke hydraulische vering fiets je zeer comfortabel en veilig. Wil je graag onderweg een stop maken? Koppel het rolstoel gedeelte eenvoudig af en gebruik deze vervolgens als duwrolstoel. Zeer praktisch als je samen een boodschap wilt doen of een terrasje wilt pakken.

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen deze zo goed mogelijk invullen. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort.

De zeer stabiel fietsende Diaz is standaard voorzien van 5 of 8 versnellingen, dubbele hydraulische schijfremmen, terugtrap- rem, parkeerrem, heupgordel voor de rolstoel en anti-lekbanden. Heb je specifieke wensen in verband met de zithouding? We bieden diverse zittingen en rugleuningen aan op de Diaz.

- ✓ Standaard uitgerust met een Bafang middenmotor die zorgt voor een natuurlijke krachtige aandrijving.
- ✓ De Diaz fietst zeer comfortabel en veilig, dankzij de onafhankelijke vering in het frame en de hydraulische schijfremmen aan de voorzijde.
- ✓ Het rolstoel gedeelte is eenvoudig aan- en afkoppelbaar zonder loskoppeling van kabels. (elektro-, rem- en versnellingskabels).
- ✓ Na afkoppeling te gebruiken als (duw)rolstoel.
- ✓ 10 jaar garantie op het frame. Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

Dankzij de middenmotor rijdt de Diaz licht en gemakkelijk. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, 5 instelbare snelheden en een overzichtelijk display geleverd.

Zitsysteem

De Diaz wordt geleverd met een in hoogte verstelbare rug en een in diepte instelbare volschuim zit. Deze kan vervangen worden door een comfort zitting met daarbij een actief, passief of vlak gevormde rug.

Maak jouw Diaz persoonlijk

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals zijkussens, waarmee de zit-breedte aangepast kan worden, is de Diaz geschikt voor maatwerk. Het standaard zitsysteem kan eenvoudig vervangen worden door een orthese of een kinderzit met Isofix bevestiging.

De Diaz is daarnaast uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een hoofdsteun of spakenbedekking. Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De Diaz is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- zwart/ grijs (RAL9005/ RAL7047)
- staal- en azuurblauw (RAL5011/ RAL5009)
- pijnboom groen/ zwart (RAL6028/ RAL9005)

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Fietsdeel	Rolstoeldeel
Materiaal frame & afwerking	gepoedercoat staal	
Elektrische ondersteuning	Bafang middenmotor 80 Nm	
Bandenmaat in inch/ ETRTO	26 x 1,75 (47-559)	20 x 1,75 (55-406)
Binnenbeenlengte in mm	770-980	
Cranklengte in mm	170	
Rughoogte stoel in mm		480-550
Zitbreedte stoel in mm		450
Zitdiepte stoel in mm		430-540
Maximale belasting in kg	120	120
Lengte x breedte in mm		2350 x 780

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al bijna 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design. Meer weten over de Diaz en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!

