

C3 PRIJSLIJST 2025

De C3 wordt in de basis geleverd als rijklare fiets met een aantal standaard onderdelen. Voor enkele van deze standaard onderdelen bieden wij een alternatief, hier moet een verplichte keuze gemaakt tussen de basis uitvoering of het alternatief. Daarnaast kan de fiets verder uitgebreid en gepersonaliseerd worden, indien gewenst kunnen in deze categorieën de benodigde extra opties worden geselecteerd. De uitgebreide omschrijving van de basis C3 tref je in het document '(technische) product informatie'.



Art.nr.	Basis	Prijs € excl. BTW
401605	Driewieler C3, size M, RAL 7024 grafietgrijs	2.420
401705	Driewieler C3, size L, RAL 7024 grafietgrijs	2.595

Art.nr.	Aandrijvingsmogelijkheden/ naven (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
409400	Vrijloop	Standaard
409401	Doortrapper	-
409402	Terugtraprem	159
409403	Terugtraprem automaat	345
409404	8 versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus)	283
409405	8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus)	364
409406	8 versnellingsnaaf met terugtraprem automaat (Shimano Nexus)	549
409407	- Gripshift t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus)	-
409408	- Duimversteller t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus)	103

Art.nr.	Met/zonder elektrische ondersteuning (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
409421	Zonder elektrische ondersteuning	Standaard
401903	Trapondersteuning Bafang 43 Volt, 250W met bewegingssensor	3.059
401904	Trapondersteuning Bafang 43 Volt, 250W met torquesensor	3.164

Art.nr.	Type accu (verplichte keuze, bij elektrische ondersteuning)	Prijs € excl. BTW
401930	- Basis accupack 450Wh (actieradius ca. 40 km)	Standaard
401932	- Upgrade accupack naar 750Wh (actieradius ca. 60 km)	311

Art.nr.	Beremming (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
409410	Rollerbrake achter (toepasbaar i.c.m. 8 versnellingsnaaf vrijloop (Shimano))	Standaard
412838L	- Remgreep voor dubbele beremming, links**	114
412838R	- Remgreep voor dubbele beremming, rechts**	114
406253	Hydraulische schijfremmen achter, met bediening rechts	308
406251	Hydraulische schijfremmen achter, met bediening links	308

** Deze beremming is niet mogelijk i.c.m. een terugtraprem(automaat) en hydraulische schijfremmen achter.

Art.nr.	Sturen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
401424	Sportief licht gebogen stuur, zwart	Standaard
409205	Stuur vlindermodel	75
406148	Stuur, rechthoekig model	177
430726	Stuur, rechthoekig model incl. drukremsysteem*	464

* Deze beremming is niet mogelijk i.c.m. hydraulische schijfremmen achter.

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de C3? Wij helpen je graag.

De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2025 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

Art.nr.	Stuurpen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
426809	Stuurpen, in hoogte verstelbaar	Standaard
409039	Ergonomische stuurpen	56
407120	Ergonomische stuurpen met snelspanner	113

Art.nr.	Type bel (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
426827	Fietsbel, type Decibel	Standaard
426959	Rotatiebel	16

Art.nr.	Zadels (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
401638	Unisex zadel, met schuim en drukveren	Standaard
426833	Dameszadel, kunststof uitvoering	-
426837	Dameszadel, leder uitvoering	180
426836	Herenzadel, leder uitvoering	180
427179	Gelzadel	72
418265	Breed zadel	72
426897	Bananenzadel (niet i.c.m. T-model zadelpen)	52
418266	Puch zadel (niet i.c.m. verlengde en verstevigde zadelpen)	104

Art.nr.	Zadelpennen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
409033	Zadelpen aluminium, lengte 350 mm (binnenbeenlengte M: 65*- 88 cm., L: 82-99 cm)	Standaard
432059	Verende zadelpen, lengte 350 mm (binnenbeenlengte M: 77- 92 cm, L: 90-105 cm)	59
401591	Zadelpen T-model, lengte 400 mm (binnenbeenlengte M: 72 - 96 cm, L: 85-109 cm)	77
401596	Verlengde en verstevigde zadelpen, lengte 400 mm (binnenbeenlengte M: 74 - 98 cm, L: 87-110 cm)	81
490020	Zadelpen verlager* (binnenbeenlengte M: 60*- 70 cm.)	71

*Bij gebruik crankverkorters.

Art.nr.	Pedalen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW
401645	Pedalen set	Standaard
426994	Balanspedalen (niet geschikt i.c.m. voetbak/ voorvoetstukken), per set	43
426993	Platform pedalen (13 cm diep/ 9 cm breed), per set	36
426929	Voorvoetsteun, links (toeclip)	32
426930	Voorvoetsteun, rechts (toeclip)	32

Art.nr.	Stuur & toebehoren	Prijs € excl. BTW
427400	Stuurstrop naar achteren gericht (stuur dichterbij)	72
426958	Extra stuuruitslag begrenzer	27
426960	Achteruitkijkspiegel links, instelbaar	40
426965	Achteruitkijkspiegel rechts, instelbaar	40

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de C3? Wij helpen je graag.

De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2025 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.



Art.nr.	Romp ondersteuningen*	Prijs € excl. BTW
409021	Rugsteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte) incl. adaptie *	323
409022	Rugsteun en lendesteun met buikriem (instelbaar in hoogte en breedte) incl. adaptie *	445

*Niet mogelijk in combinatie met zadelpen verlager

Art.nr.	Stokhouders & duwbeugel	Prijs € excl. BTW
406155	Stokhouder, dubbel achter	120
406156	Stokhouder, enkel achter	110

Art.nr.	Positie pedalen	Prijs € excl. BTW
426986	Pedaalasverlenger, links	66
426987	Pedaalasverlenger, rechts	66
426975	Crankverkorter set	42

Art.nr.	Voetopvang en toebehoren standaard pedalen	Prijs € excl. BTW
429452	Voetbakje alu links, met neus- en hielband (8 x 20 cm)	125
429453	Voetbakje alu rechts, met neus- en hielband (8 x 20 cm)	125
429454	Voetbakje alu links, met neus- en hielband (10 x 24 cm)	135
429455	Voetbakje alu rechts, met neus- en hielband (10 x 24 cm)	135
429465	Balansgewicht voor voetbak, links (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie)	36
429466	Balansgewicht voor voetbak, rechts (niet geschikt i.c.m. onderbeenfixatie)	36
428931	Voetbakje metaal t.b.v. onderbeenfixatie links (25 x 9 cm)	128
428923	Onderbeenfixatie, links (toepasbaar i.c.m. bovenstaand artikel)	93
428930	Voetbakje metaal t.b.v. onderbeenfixatie rechts (25 x 9 cm)	128
426949	Onderbeenfixatie, rechts (toepasbaar i.c.m. bovenstaand artikel)	93
432789	Katrolsysteem/ spitsvoetcorrectie (toepasbaar i.c.m. voetbakjes kunststof)	87

Art.nr.	Bagage mogelijkheden	Prijs € excl. BTW
427025	Boodschappenmand incl. stuurklem	89
496002	Dubbele fietstas Tour, zwart	69
401675	Adapter t.b.v. rollatorhouder (incl. extra bagagedrager)	265

Art.nr.	Overige aanpassingen	Prijs € excl. BTW
426578	Éénhandsbedienbaar maken van veiligheidsslot	27
426587	AXA Kabelslot (éénhandsbedienbaar)	42
496055	Richtingaanwijzerset (achterzijde gemonteerd)	119
404424	Beschermhoes (waterdicht en ademend)	195

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de C3? Wij helpen je graag.

De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2025 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

