

DE SPORTIEVE DUTCH DESIGN STADSFIELS

Driewieler C3

Een licht lopende fiets met stabiliteit

De driewieler C3 is voorzien van een eigentijdse look van Dutch Design en heeft nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig gebruik. De zeer lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op en af kunt stappen. Tevens is deze driewieler geheel op jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De C3 maakt je mobieler en onafhankelijk!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen deze zo goed mogelijk invullen. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort.

De driewieler C3 is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, een grotendeels gesloten kettingkast, hydraulische beremming, anti-lekbanden en een veiligheidsslot (AXA solid). Vanwege het grote instelbereik van het zadel, en twee maatvoeringen, kan een optimale zithouding aangenomen worden. Daardoor is de licht lopende C3 geschikt voor een grotere doelgroep.

- ✓ Uiterst stabiel, veilig en wendbaar door het differentieel en lage zwaartepunt.
- ✓ Leverbaar met een krachtige service vriendelijke trapondersteuning.
- ✓ Verkrijgbaar in twee maatvoeringen met een zeer lage instaphoogte (19 cm), waardoor het op- en afstappen gemakkelijk gaat.
- ✓ De accu met laadpunt is goed bereikbaar.
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork. Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De C3 is met trapondersteuning zowel met kracht- als bewegingssensor verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw C3 persoonlijk

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een rugsteun, diverse voetfixaties etc. kunnen we de driewielers passend maken voor jouw persoonlijke situatie.

De C3 is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een terugtraprem, een terugtrapautomaat (waarmee je achteruit kunt fietsen) of een 8 versnellingsnaaf? Geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler C3 wordt standaard geleverd in het grafietgrijs (RAL 7024) die voorzien is van een krasbestendige fijne textuur.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	C3
Materiaal frame & afwerking	gepoedercoat staal
Elektrische ondersteuning	Optioneel, Bafang voorwielmotor 65 Nm
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)	24 x 1,75 (47-507)
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)	20 x 1,75 (47-406)
Binnenbeenlengte in mm	C3 M: 610*-980** C3 L: 820-1100**
Instaphoogte in mm	190
Zadelhoogte tot grond in mm	C3 M: 630-1080 C3 L: 820-1180
Cranklengte in mm	170
Maximale belasting in kg	130
Lengte x breedte in mm	1675 x 785

* Bij gebruik zadelpenverlanger en crankverkoters

** Bij gebruik versterkte en verlengde zadelpen

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de C3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!