

**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!**

DE SPORTIEVE DUTCH DESIGN STADSFIELS

Driewieler City

Een licht lopende fiets met stabiliteit

De driewieler City is voorzien van een eigentijdse look van Dutch Design en heeft nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig gebruik. De zeer lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op en af kunt stappen. Tevens is deze driewieler geheel op jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De City maakt je mobieler en onafhankelijk!

We kijken naar individuele rijders en hun behoeften en willen deze zo goed mogelijk invullen. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort.

De driewieler City is standaard voorzien van o.a. een parkeerrem, een grotendeels gesloten kettingkast, hydraulische beremming, anti-lekbanden en een veiligheidsslot (AXA solid). Vanwege het grote instelbereik van het zadel, en twee maatvoeringen, kan een optimale zithouding aangenomen worden. Daardoor is de licht lopende City geschikt voor een grotere doelgroep.

- ✓ Uiterst stabiel, veilig en wendbaar door het differentieel en lage zwaartepunt.
- ✓ Leverbaar met een krachtige service vriendelijke trapondersteuning.
- ✓ Verkrijgbaar in twee maatvoeringen met een zeer lage instaphoogte (19 cm), waardoor het op- en afstappen gemakkelijk gaat.
- ✓ Voorzien van hydraulische schijfremmen achter (weinig kracht benodigd om te kunnen remmen).
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork. Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De City is met trapondersteuning zowel met kracht- als bewegingssensor verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw City persoonlijk

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een rugsteun, diverse voetfixaties etc. kunnen we de driewielers passend maken voor jouw persoonlijke situatie.

De City is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een terugtraprem, een terugtrapautomaat (waarmee je achteruit kunt fietsen) of een 8 versnellingsnaaf? Geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler City wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- Helder metallic blauw (RAL 5025)
- Gun metal silver met matte look
- Crème wit (Country edition) (RAL 1013)

Jouw City nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de City voor jou in elke gewenste RAL kleur leveren.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties		City
Materiaal frame & afwerking		gepoedercoat staal
Elektrische ondersteuning	Optioneel, Bafang voorwielmotor 65 Nm	
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)	24 x 1,75 (47-507)	
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)	20 x 1,75 (47-406)	
Binnenbeenlengte in mm	M: 610*-980** L: 820-1100**	
Instaphoogte in mm	190	
Zadelhoogte tot grond in mm	M: 630-1080 L: 820-1180	
Cranklengte in mm	170	
Maximale belasting in kg	130	
Lengte x breedte in mm	1675 x 785	

* Bij gebruik zadelpenverlager en crankverkorters

** Bij gebruik versterkte en verlengde zadelpen

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de City en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!