

**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!**

STABIEL MET DRIE WIELEN

Tandem Copilot 3

Een unieke combi van design en stabiliteit!

Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een beweeglijke bijrijder of een bijrijder met een verminderd evenwichtsgevoel? Ervaar de tandem Copilot 3. Dankzij de twee wielen aan de voorzijde heb je de juiste balans en ondersteuning die voor deze bijrijder benodigd zijn. Geschikt voor volwassenen en kinderen! Met behulp van het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen en heeft de bijrijder een stuur voor het houvast. De Copilot 3 is licht fietsend en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Het is een tandem om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen!

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. De Copilot 3 is licht fietsend en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Zo zit de begeleider, die achterop plaatsneemt, hoger dan de bijrijder om een goed overzicht op het verkeer te houden. Optioneel kan de begeleider bepalen of de bijrijder actief meetrapt of niet.

De tandem Copilot 3 is standaard voorzien van o.a. een lage instap, hydraulische schijfremmen aan de voorzijde, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-lekbanden en een AXA kabelslot.

- ✓ Uiterst stabiel door de twee wielen voor, zodat er extra veilig gefietst kan worden met een beweeglijke bijrijder of een bijrijder met een verminderd evenwichtsgevoel.
- ✓ Verkrijgbaar met- en zonder elektro ondersteuning (Bafang) in twee modellen: begeleider-kind (24") & begeleider-volwassene (26").
- ✓ Standaard voorzien van een afneembaar en kantelbaar voorframe, waardoor je gemakkelijker kunt opstappen en de fiets compacter kunt stallen.
- ✓ Voorzien van hydraulische schijfremmen (weinig kracht benodigd om te kunnen remmen).
- ✓ 10 jaar garantie op het frame. Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De Copilot 3 is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Maak jouw Copilot 3 persoonlijk

Dankzij de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we persoonlijke aanpassingen aanbrengen op jouw fiets.

De Copilot 3 is daarnaast uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een ander zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Frame aan voorzijde

Het frame aan de voorzijde is afneembaar en te vervangen door een kleiner of groter deel, waardoor deze flexibel inzetbaar is. Ook ideaal als meegroeifiets.

Kleuren

De tandem Copilot 3-24 (bijrijder voorop, kind vanaf 4 jaar) en de tandem Copilot 3-26 (volwassen bijrijder voorop) zijn leverbaar in het zijdeglans wit (RAL 9016) en zijdeglans parel donkergrijs (RAL 9023).

Wil je jouw fiets nog persoonlijker maken? Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



De belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 3-24		Copilot 3-26	
	voor	achter	voor	achter
Materiaal frame & afwerking	gepoedercoat staal			
Elektrische ondersteuning	optioneel, Bafang achterwielmotor 65 Nm			
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)	20 x 1,75 (47-406)		20 x 1,75 (47-406)	
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)	24 x 1,75 (47-507)		26 x 1,75 (47-559)	
Binnenbeenlengte in mm	460*-780**	700-920	680*-1020**	790-1000
Instaphoogte voor in mm	325		355	
Zadelhoogte tot grond in mm	620-870	770-940	860-1000	940-1080
Maximale belasting in kg	180		200	
Lengte x breedte in mm	2040-2080 x 890		2200 x 890	

* Bij gebruik zadelpenverlanger en crankverkorters

** Bij gebruik versterkte en verlengde zadelpen

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de Copilot 3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!