

**MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIT!**

GESCHIKT VOOR VOLWASSENEN &amp; KINDEREN

# Tandem Copilot

## Plezier voorop. Voor de beste fietsbeleving!

*Zoek je een tandem waarbij de bijrijder de meeste fiets beleving heeft en de bestuurder de meeste controle? Ervaar de tandem Copilot! Het is de ideale oplossing wanneer je nog wilt fietsen, maar dit zelfstandig niet (meer) mogelijk is. De Copilot geeft beide fietsers de vrijheid en controle die je wenst. Bij de tandem Copilot zit de begeleider achterop in plaats van voorop. Zo heeft de begeleider altijd goed zicht op de bijrijder. De tandem is daarnaast aan te passen aan jullie specifieke voorkeuren en wensen. Kortom met de tandem Copilot ga je samen probleemloos fietsen!*

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de bijrijder om een goed overzicht op het verkeer te houden. De Copilot is een stabiele licht fietsende tandem, mede dankzij de frame constructie en bredere anti-lekbanden. De Copilot 26 is tevens uitgerust met een geveerde voorvork en zadelpen die zorgen voor extra fietscomfort.

De tandem Copilot is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare hydraulische handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast, anti-lekbanden en een AXA kabelslot.

- ✓ De bijrijder, die zich aan de voorzijde bevindt, ervaart de meeste fietsbeleving. De begeleider heeft de meeste controle, omdat die zowel het zicht heeft op het verkeer als op de bijrijder.
- ✓ Zowel de mee-stuur-functie als de mee- trapfunctie zijn voor de bijrijder instelbaar.
- ✓ Verkrijgbaar met- en zonder elektro ondersteuning (Bafang) in twee modellen: begeleider-kind (24") & begeleider-volwassene (26").
- ✓ Voorzien van hydraulische schijfremmen (weinig kracht benodigd om te kunnen remmen).
- ✓ 10 jaar garantie op het frame. Na registratie op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).

### Elektro ondersteuning

De Copilot is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, vijf rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

### Maak jouw Copilot persoonlijk

Het is mogelijk om de tandem aan te passen aan jullie persoonlijke situatie. Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, rompsteunen etc. is de Copilot uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen.

Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

### Kleuren

De tandem Copilot 24 (bijrijder voorop, kind vanaf 4 jaar) en de tandem Copilot 26 (volwassen bijrijder voorop) zijn leverbaar in het wit (RAL 9016) en parel donkergrijs (RAL 9023).

Wil je jouw fiets nog persoonlijker maken? Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



### De belangrijkste specificaties

| Technische specificaties    | Copilot 24                                          |         | Copilot 26         |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|
|                             | voor                                                | achter  | voor               | achter   |
| Materiaal frame & afwerking | gepoedercoat staal                                  |         |                    |          |
| Elektrische ondersteuning   | optioneel, Bafang achterwielmotor 65 Nm             |         |                    |          |
| Bandenmaat in inch (ETRTO)  | 24 x 1,75 (47-507)                                  |         | 26 x 1,75 (47-559) |          |
| Binnenbeenlengte in mm      | 440-850                                             | 710-940 | 570-980            | 770-930  |
| Instaphoogte voor in mm     | 450                                                 |         | 470                |          |
| Zadelhoogte tot grond in mm | 640-770                                             | 810-990 | 810-1020           | 900-1060 |
| Maximale belasting in kg    | 180                                                 |         | 180                |          |
| Lengte x breedte in mm      | 2470 x 550/630                                      |         | 2580 x 650         |          |
| Versnellingen               | 8 versnellingsnaaf met terugtraprem (Shimano Nexus) |         |                    |          |

### Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de Copilot en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!