

**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!**

DE SOCIAL BIKE

Duofiets Orthros

Dé comfortabele duofiets met unieke zitpositie verstelling

Vind je het leuk om samen eropuit te gaan en te genieten van de buitenlucht? De duofiets Orthros maakt het (weer) mogelijk om gezellige uitstapjes te maken op een veilige manier met de fiets! Bij de Orthros zitten de begeleider en rijder naast elkaar. Een praatje onderweg is zo een stuk gemakkelijker! De Orthros kan volledig worden gepersonaliseerd aan jullie wensen en behoeften. Dankzij de ingenieuze robuuste constructie is de wegligging zeer stabiel. Samen maak je de mooiste herinneringen op de duofiets Orthros.

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo is de Orthros standaard uitgerust met o.a. krachtige trapondersteuning, draaibare rijdersstoel, parkeerrem, licht bedienbare hydraulische schrijffremmen voor- en achter, 8 versnellingsnaaf met vrijloop, anti-lekbanden en een veiligheidsslot.

Het zitgedeelte is voorzien van unieke ergonomische diagonale zitpositie verstelling. Dankzij deze verstelling creëer je de ideale fiets positie, waardoor je gewrichten in je armen, benen en nek minder worden belast. De water-afstotende geïntegreerde zit- en rugkussens zijn voorzien van comfortabel schuim. De kussens zijn niet eenvoudig te verwijderen, zodat diefstal voorkomen kan worden.

- ✓ Unieke diagonale zitpositie verstelling, zodat altijd de ideale fietshouding aangenomen kan worden.
- ✓ Uiterst stabiel en wendbaar door de ingenieuze robuuste constructie, het differentieel en het lage zwaartepunt.
- ✓ Oogcontact en een gezellig praatje tijdens het fietsen zijn eenvoudig te maken.
- ✓ Zeer krachtige trapondersteuning. Ook zeer geschikt voor heuvelachtig terrein.
- ✓ Voorzien van 8 versnellingen en de mogelijkheid om de rijder actief, passief of niet mee te laten trappen.
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork.
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De Orthros wordt standaard geleverd met een krachtige trapondersteuning. De motor drijft hierbij de achterwielconstructie aan voor de meeste efficiënte overbrenging. De trapondersteuning is voorzien van een overzichtelijk display, grote 750 Wh accu en 5 ondersteuningsstanden. Gegarandeerd in elke situatie een passende ondersteuning!

Maak jullie Orthros persoonlijk

Naast de uitgebreide basis uitvoering die we bieden, kan jullie Orthros voorzien worden van diverse opties en accessoires. Denk hierbij aan een voetenplank, armsteunset of rolgordel. Maak je veelvuldig gebruik van de duofiets met meerdere personen? Laat je dan adviseren welke onderdelen en accessoires van meerwaarde kunnen zijn om de Orthros multi-inzetbaar te maken!

- De duofiets Orthros kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een instelbare vrijloop om de rijder actief, passief of niet te laten meetrappen. Je past de gewenste stand aan tijdens het fietsen.
- Een andere optie is een eigen versnellingsnaaf voor de rijder, zodat altijd op een eigen niveau meegefietsd kan worden.

Benieuwd naar andere opties? Bekijk deze op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De duofiets Orthros wordt standaard geleverd in een luxe grijs: gun metal silver met een matte look of in het helder metallic blauw (RAL 5025). Jullie Orthros nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de Orthros in elke gewenste RAL kleur voor jullie maken.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties		Orthros
Materiaal frame & afwerking		gepoedercoat staal
Elektrische ondersteuning		Bafang 65 Nm achterwielmotor op achteras
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)		24 x 2,15 (55-507)
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)		20 x 2,15 (55-406)
Binnenbeenlengte in mm		660-920
Zithoogte tot grond in mm		580-700
Zitbreedte x zitdiepte per kant in mm		450 x 365
Cranklengte in mm		170
Maximale belasting in kg		265
Lengte x breedte in mm		2010 x 970

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de Orthros en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!