

De Co-Pilot 26 wordt in de basis geleverd als rijklaare fiets met een aantal standaard onderdelen. Voor enkele van deze standaard onderdelen bieden wij een alternatief, hier moet een verplichte keuze gemaakt tussen de basis uitvoering of het alternatief. Daarnaast kan de fiets verder uitgebreid en gepersonaliseerd worden, indien gewenst kunnen in deze categorieën de benodigde extra opties worden geselecteerd. De uitgebreide omschrijving van de basis Co-Pilot 26 tref je in het document '(technische) product informatie'.



Art.nr.	Basis	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426001	Copilot 26 therapeutische tandem	4.420,00	5.348,20

Art.nr.	Kleuren	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426030	Frame, kleur parel donkergrijs (RAL9023)	-	-
426031	Frame, kleur wit (RAL9016)	-	-
426039	Aangepaste RAL kleur (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs	250,00	302,50

Art.nr.	Met/zonder elektrische trapondersteuning	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
429800	Zonder elektrische ondersteuning	-	-
429803	Bafang trapondersteuning 250W Copilot 26 met schijfrem	3.151,00	3.812,71

Art.nr.	Aandrijvingsmogelijkheden/naven	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426111	7 versnellingsnaaf Nexus vrijloop Copilot 26	132,00	159,72
426120	8 versnellingsnaaf Nexus terugtraprem	-	-

Art.nr.	Accu trapondersteuning Bafang	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401930	Basis accupack 450Wh	-	-
401932	Accu Bafang 43V 750Wh, upgrade	321,00	388,41

Art.nr.	Type display	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401971	Display Bafang DP C080 incl. bediening	-	-
401972	Display Bafang DP groot LCD kleur, centraal gemonteerd	72,00	87,12

Art.nr.	Aandrijving bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
490001	Vrijloop voorste pedalen Copilot crank 150mm	324,00	392,04
490002	Voorste pedalen met inschakelbare vrijloop	664,00	803,44
490005	Voorste pedalen met vaste overbrenging crank 170mm	-	-

Art.nr.	Stuur bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401417.	V-model stuur, hoog	-	-
401424.	Sportief licht gebogen stuur, zwart	-	-

Art.nr.	Stuurpen bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
407120.	Stuurpen ergonomisch Ø25,4 met snelspanner	117,00	141,57
409038.	Ergonomische stuurpen, lengte 180 mm	-	-
409039.	Ergonomische stuurpen L=300mm	59,00	71,39

Art.nr.	Zadel bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401637.	Velo Plush zadel	-	-
402860.	Comfort gelzadel, unisex	-	-
418265.	Breed zadel	75,00	90,75
418266.	Puch zadel	108,00	130,68
426897.	Bananenzadel (niet i.c.m. T-model zadelpen)	54,00	65,34
427175.	Kindermodel zadel, Selle Royal	-	-

Art.nr.	Zadelpen bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401591.	Zadelpen T-model, lengte 400 mm	80,00	96,80
401592.	Zadelpen T-model, lengte 300 mm	80,00	96,80
409033.	Zadelpen aluminium, lengte 350 mm	-	-
432059.	Verende zadelpen, lengte 350 mm	-	-
490020.	Zadelpen met 5 cm verlagen (montage op het frame, niet in combinatie met rugsteun)	74,00	89,54

Art.nr.	Pedalen bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401645.	Pedalen set	-	-
426929.	Voorvoetsteun, links (toeclip)	33,00	39,93
426930.	Voorvoetsteun, rechts (toeclip)	33,00	39,93
426994.	Balanspedalen met wreefriem, per set	45,00	54,45

Art.nr.	Positionering pedalen bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426975.	Crankverkorter set	44,00	53,24
426986.	Pedaalverlenger, links	68,00	82,28
426987.	Pedaalverlenger, rechts	68,00	82,28

Art.nr.	Voetopvang en toebehoren standaard pedalen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
429450	Voetbakje alu Links met neus en hielband (7x16cm)	118,00	142,78
429451	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (7x16cm)	118,00	142,78
429452.	Voetbakje alu Links met neus en hielband (8x20cm)	129,00	156,09
429453.	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (8x20cm)	129,00	156,09
429454	Voetbakje alu Links met neus en hielband (10x24cm)	140,00	169,40
429455	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (10x24cm)	140,00	169,40
429465.	Balansgewicht links, alleen met alu voetbak links (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	45,98
429466.	Balansgewicht rechts, alleen met alu voetbak rechts (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	45,98

Art.nr.	Rompondersteuning	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
409010	Rugsteun in hoogte en breedte instelbaar, incl. adaptie (niet in combinatie met zadelpenverlenger)	333,00	402,93
409011	Rugsteun en lendensteun in hoogte en breedte instelbaar, incl. adaptie (niet met zadelpenverlenger)	459,00	555,39

Art.nr.	Stuurpen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406142	Ergonomische stuurpen met snelspanner	117,00	141,57
426806	Stuurpen Ø22.2mm L=300mm	-	-

Art.nr.	Zadel/Zitgedeelte	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401637	Velo Plush zadel	-	-
402860	Comfort gelzadel, unisex	-	-
418265	Breed zadel	75,00	90,75
426830	Rokzadel	54,00	65,34
426836	Herenzadel, leder uitvoering	186,00	225,06
426837	Dameszadel, leder uitvoering	186,00	225,06

Art.nr.	Zadelpen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401591	Zadelpen T-model, lengte 400 mm	80,00	96,80
409033	Zadelpen aluminium, lengte 350 mm	-	-
432059	Verende zadelpen, lengte 350 mm	61,00	73,81

Art.nr.	Overige stuur toebehoren	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426960.	Achteruitkijkspiegel instelbaar links	42,00	50,82
426965.	Achteruitkijkspiegel instelbaar rechts	42,00	50,82

Art.nr.	Loophulpen/duwbeugels	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
400130	Stokhouder, twee krukken	166,00	200,86
400131	Stokhouder, één kruk	113,00	136,73

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de Copilot 26? Wij helpen je graag. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2026 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

