

Zelf vanaf de basis samen te stellen fietsen Cortes XS

De Cortes XS wordt in de basis geleverd als rijklaare fiets met een aantal standaard onderdelen. Voor enkele van deze standaard onderdelen bieden wij een alternatief, hier moet een verplichte keuze gemaakt tussen de basis uitvoering of het alternatief. Daarnaast kan de fiets verder uitgebreid en gepersonaliseerd worden, indien gewenst kunnen in deze categorieën de benodigde extra opties worden geselecteerd. De uitgebreide omschrijving van de basis Cortes XS tref je in het document '(technische)



Art.nr.	Basis	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406900	Zitdriewiel fiets Cortes XS met trapondersteuning, duimgas en versnellingen	5.700,00	6.213,00
Art.nr.	Kleuren	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406920	Kleur bleekgroen Ral 6021 hoogglans Cortes XS	-	-
406921	Kleur karmijnrood RAL 3002 hoogglans Cortes XS	-	-
406922	Aangepaste RAL kleur (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs	239,00	260,51
406925	Kleur mat gun metal silver Cortes XS	50,00	54,50
Art.nr.	Accu trapondersteuning Bafang	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406940	Accu basis Bafang 43V 450Wh downtube	-	-
406941	Upgrade accupack 600Wh (actieradius ca. 60-65 km)	232,00	252,88
Art.nr.	Aandrijvingsmogelijkheden/naven	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406124	Automatische schakeling (3 standen)	-	-
406931	8-versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus)	-	-
406944	8-versnellingsnaaf vrijloop (Shimano Nexus) Bergverzet	-	-
Art.nr.	Bediening (alleen bij 8-versnellingsnaaf)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
409407	Gripshift t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus)	-	-
409408	Duimversteller t.b.v. 8 versnellingsnaaf (Shimano Nexus)	107,00	116,63
Art.nr.	Beremming	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406942	Hydraulische schijfremmen achter, bediening rechts, voorrem links	-	-
406943	Hydraulische schijfremmen achter, bediening links, voorrem rechts	113,00	123,17
Art.nr.	Zadel/Zitgedeelte	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406938	Stoel XS groot zadel met instelbare rugleuning	30,00	32,70
406990	Stoel XS basis zadel met instelbare rugleuning	-	-
Art.nr.	Vering	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406935	Schokbreker 165mm 450lbs (aanbevolen tot 80 kg)	-	-
406936	Schokbreker 165mm 650lbs (aanbevolen vanaf 80 kg)	-	-
Art.nr.	Sturen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401424	Sportief licht gebogen stuur, zwart	-	-
406148	Stuur, rechthoekig model	183,00	199,47
409205	Stuur vlindermodel	78,00	85,02
Art.nr.	Stuurpen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
407120	Stuurpen ergonomisch Ø25,4 met snelspanner	117,00	127,53
409038	Ergonomische stuurpen, lengte 180 mm	-	-
409039	Ergonomische stuurpen L=300mm	-	-
Art.nr.	Pedalen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401646	Pedalenset Union zwart	-	-
426952F	Voetbak onbreekbaar (25-30 x 10,5) cm met geïntegreerd balansgewicht rechts met klittenband riempjes	160,00	174,40
426953F	Voetbak onbreekbaar (25-30 x 10,5) cm met geïntegreerd balansgewicht links met klittenband riempjes	160,00	174,40
426993	Platform pedalen 13 cm diep/9,5 cm breed, (niet i.c.m. crankverkorters)	38,00	41,42
426994	Balanspedalen met wreefriem, per set	45,00	49,05
Art.nr.	Overige stuur toebehoren	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
404724	Extra parkeerrem op stuurpen	60,00	65,40
426924	Onderarmsteun	203,00	221,27
426927	Onderarmfixatie (alleen geschikt i.c.m. onderarmsteun)	43,00	46,87
426960	Achteruitkijkspiegel instelbaar links	42,00	45,78
426965	Achteruitkijkspiegel instelbaar rechts	42,00	45,78

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de Cortes XS? Wij helpen je graag. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2026 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

Art.nr.	Positionering pedalen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426975	Crankverkorter set	44,00	47,96
426986	Pedaalverlenger, links	25,00	27,25
426987	Pedaalverlenger, rechts	25,00	27,25

Art.nr.	Voetopvang en toebehoren standaard pedalen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426949	Onderbeenfixatie, rechts (alleen i.c.m. voetbakje voor onderbeenfixatie)	96,00	104,64
428923	Onderbeenfixatie, links (alleen i.c.m. voetbakje voor onderbeenfixatie)	96,00	104,64
428930	Voetbakje metaal (25 x 9 cm), rechts t.b.v. onderbeenfixatie (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	132,00	143,88
428931	Voetbakje metaal (25 x 9 cm), links t.b.v. onderbeenfixatie (toepasbaar i.c.m. standaard pedalen)	132,00	143,88
429450	Voetbakje alu Links met neus en hielband (7x16cm)	118,00	128,62
429451	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (7x16cm)	118,00	128,62
429452	Voetbakje alu Links met neus en hielband (8x20cm)	129,00	140,61
429453	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (8x20cm)	129,00	140,61
429454	Voetbakje alu Links met neus en hielband (10x24cm)	140,00	152,60
429455	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (10x24cm)	140,00	152,60
429465	Balansgewicht links, alleen met alu voetbak links (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	41,42
429466	Balansgewicht rechts, alleen met alu voetbak rechts (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	41,42

Art.nr.	Loophulpen/duwbeugels	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406992	Stokhouder dubbel achter XS	118,00	128,62
406993	Adapter t.b.v. rollatorhouder	150,00	163,50

Art.nr.	Bagage opties	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406956	Adaptie voor armsteunset, tassendrager, rolgordel	124,00	135,16
406977	Mand achterzijde (alleen i.c.m. 406994 bagagedrager achterzijde)	37,00	40,33
406994	Bagagedrager achter	165,00	179,85
406995	Tassenhouder aan achterzijde zitgedeelte (alleen i.c.m. adaptie 406956)	83,00	90,47

Art.nr.	Overige aanpassingen/accessoires	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406157	Rolgordel automatisch (alleen i.c.m. adaptie 406956)	117,00	127,53
406939	Tweede achterlicht rechts gemonteerd	41,00	44,69
406996	Armsteunset XS (alleen i.c.m. adaptie 406956)	170,00	185,30
406997	Richtingaanwijzerset voor en achter	298,00	324,82
406998	Afdekhoes (gehele fiets) t.b.v. Cortes XS / Z3XS	192,00	209,28
426516	Insteekketting AXA Defender, lengte 140 cm	66,00	71,94
426578	Éénhandsbedienbaar maken veiligheidslot	28,00	30,52

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de Cortes XS? Wij helpen je graag. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2026 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

