

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

AT-A

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instaphoogte met opstaplaat.
- ✓ Trommelrem en V-brake op voorwiel.
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Beschikbaar met diverse (versnellings)naven.
- ✓ Gesloten kettingkast en afgeschermd aandrijving.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.

Kleuren

- Zijdeglans blauw (RAL 5024)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

RAL
5024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Voetbakjes
- Heup- en rugsteun
- Duwbeugel
- Bananenzadel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de AT-A of configureer jouw AT-A via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	17
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Zadelpen	vast aluminium
Stuurpen	ergonomisch verstelbaar
Voorwiel	16 x 1,75/ 47-305
Achterwielen	12 x 1,75/ 50-203
Banden	Schwalbe

Maatvoering

Onderdeel	
Lengte totaal in mm	1140
Breedte in mm	540
Framemaat in mm	225
Binnenbeenlengte in mm	310*-490
Instaphoogte in mm	145
Instaplengte in mm	300
Cranklengte in mm	95
Maximale belasting in kg	40

*Bij gebruik crankverkorters